



FR

Description et utilisation prévue:

Fabriquées à l'aide d'un matériau lisse qui s'ajuste 100 % au corps. Commodes, légères et confortables. Exerce une compression légère, préconisée en cas de douleurs légères ou pour des traitements prolongés.

Indications:

Lombalgies légères ou modérées.

Précautions:

- Lisez avec soin ces instructions avant d'utiliser l'orthèse. En cas de doute, consultez votre médecin ou l'établissement auprès duquel vous avez effectué votre achat.
- Les instructions d'utilisation générales ainsi que les indications particulières prescrites par le médecin devront toujours être respectées.
- Seul le médecin est autorisé à prescrire et décider de la durée du traitement et de son suivi.
- Si vous observez un effet secondaire, un trouble cutané ou de sensibilité, veuillez le communiquer immédiatement à votre médecin.
- Le médecin devra tenir compte du possible emploi de crèmes à usage local, avec l'utilisation de l'orthèse.
- Sur les zones d'appui avec pression, la peau ne doit présenter aucune lésion ni aucun signe d'hypersensibilité.
- Bien que l'orthèse ne soit pas à usage unique, elle n'est destinée qu'à un seul patient. Ne pas réutiliser avec d'autres patients.
- Il est recommandé que la première mise en place de l'orthèse soit réalisée par du personnel qualifié (médecin, technicien orthopédiste, etc.) ou sous supervision.
- La bonne utilisation des orthèses dépend de l'état des éléments qui la composent et elle doit donc être contrôlée régulièrement. Le personnel sanitaire, chargé du suivi du traitement du patient, peut lui indiquer l'adéquation du produit ou la convenance de son remplacement, si le produit est abîmé ou usé.
- Il est conseillé de veiller au nettoyage des fermetures rapides à microcrochet pour conserver leur fonctionnalité, en éliminant les matériaux qui pourraient y être accrochés.
- Nettoyez le produit de manière périodique et maintenez une bonne hygiène personnelle.
- Ne portez pas l'orthèse pendant le bain, la douche, etc.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ce dispositif.

Instructions pour une mise en place correcte:

- Concernant les ceintures sacro-lombaires:** Placez l'orthèse environ 3 cm au-dessus du début du pli fessier (Voir FIG. 1). En ce qui concerne les ceintures à fermetures Velcro, fermez-les, puis réglez-les jusqu'à obtenir la pression souhaitée.
- Concernant les ceintures thoraciques:** mettre en place la ceinture en veillant à ce que les Velcros soient bien situés sur la zone thoracique, juste en-dessous de la poitrine. Au moyen du velcro de la partie avant et en appliquant la pression suffisante pour assurer un soutien approprié. (Voir FIG. 2).
- En ce qui concerne les ceintures à baleines:** mettez en place l'orthèse en veillant à ce que les baleines soient centrées sur les dos.
- En ce qui concerne les ceintures à bandes croisées:** réglez les bandes croisées postérieures au moyen des fermetures Velcro en veillant à les placer sur l'avant de la bande et en les réglant jusqu'à obtenir la pression souhaitée.

Entretien du produit - Instructions de lavage:

Laver à la main. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas sécher en sèche-linge. Ne pas repasser. Ne pas laver à sec.

Ceintures avec baleines amovibles: Retirer les baleines avant de laver le produit. **Ceintures avec fermetures de velcro:** Fermer tous les Velcro avant de laver la ceinture.

HR

Opis i namjena:

Proizvedeni od njeznog prototipatje ove upute prije korištenja ortoza. Ako imate ikakvih nedoumica, obratite savjet liječnika ili ustanove gdje ste nabavili ortozu.
Primenjuje lagani pritisak koji je koristan kada osoba pati od laganih bolova ili je potrebno dugo liječenje.

Indikacije:

Lagana ili umjerena lumbalgija.

Mjere opreza:

- Prilikom pričitanja ove upute prije korištenja ortoza. Ako imate ikakvih nedoumica, obratite savjet liječnika ili ustanove gdje ste nabavili ortozu.
- Uvijek je potrebno pridržavati se ovih općenitih uputa za upotrebu i konkretnih indicakija koje je propisao liječnik.
- Liječnik je osoba kompetentna za propisivanje i odlučivanje o trajanju liječenja, kao i o praćenju oporavka.
- Ako se primijeti bilo kakav sekundarni učinak, reakcija na koži ili preosjetljivost, odmah obavijestite liječnika o tome.
- Liječnik mora voditi računa o mogućoj upotrebi topikalnih krema uz upotrebu ortoza.
- Na mjestima gdje se ortozu oslanja na tijelo, koža ne smije biti ozlijeđena niti nadražena.
- Lako je ortozu namijenjena za višekratnu upotrebu, namijenjena je samo za jednu pacijenta. Ne smije se koristiti na drugim pacijentima.
- Preporučuje se da barem prvo postavljanje ortoza obavlja bilo kvalificirani djelatnik (liječnik, ortopedski tehničar, itd.) ili osoba pod njegovim nadzorom.
- Pravilna upotreba ortoza ovisi o stanju elemenata od kojih je sastavljena, zbog čega ju treba redovito pregledavati. Zdravstveno osoblje koje provodi liječenje može obavijestiti pacijenta je li proizvod ispravan ili ga je potrebno zamijeniti ako se oštećio ili istrošio.
- Da bi se očuvala funkcionalnost kopči na čičak preporučuje se održavanje njihove čistoće uklanjanjem materijala koji se zalijepe za čičak.
- Redovito čistite proizvod i održavajte pravilnu osobnu higijenu.
- Nemojte nositi ortozu prilikom tuširanja, kupanja u kadi, itd.
- Nemojte dozvoliti da se djeca igraju s ovim uređajem.

Upute za pravilno postavljanje:

- U slučaju sakralno-lumbalnih steznika: Postavite ortozu približno 3 cm iznad početka glutealnog mišića (Pogledajte sl. 1). U slučaju steznika s kopčama na čičak, zakopčajte kopče i podestite ih tako da obuhvate željeni pritisak.
- U slučaju kostalnih steznika: postavite ortozu tako da bude centrirana i da bude u kostalnoj zoni, nepredno ispod prsa. Pomoću čička na prednjoj strani postignite dovoljan pritisak za pravilnu potporu. (Pogledajte sl. 2).
- U slučaju steznika s učvršnim rebri: postavite ortozu tako da učvrсна rebra budu centrirana na leđima.
- U slučaju steznika s ukriznim trakama: namjestite ukrizne trake naknadno pomoću kopči na čičak koje treba postaviti na prednji dio steznika i podestiti na željenu zategnutost.

Održavanje proizvoda - upute za pranje:

Prati na ruke. Ne koristiti bjelilo. Ne sušiti u sušilici za rublje. Ne glačati. Ne kemijski čistiti.

Stezničnici s odvojmim učvršnim rebri: Izvadite učvrсна rebra prije pranja proizvoda. **Stezničnici s kopčama na čičak:** Zakopčajte sve čičke prije pranja proizvoda.

ENG

Description and intended use:

Made from a soft material that fully adapts to the body. Comfortable, lightweight and snug. It applies slight compression that is useful for patients suffering from mild pain or seeking long-term treatment.

Indications:

Mild or moderate lower back pain.

Precautions:

- Read these instructions carefully before using the orthosis. If you have any questions, consult your doctor or the shop where you purchased it.
- The general instructions of use and specific indications determined by the doctor should always be followed.
- Only a doctor is qualified to prescribe treatment and determine its duration and monitoring.
- If you notice any side effects, skin conditions or sensitisation, consult your doctor immediately.
- Your doctor might consider the use of topical creams in conjunction with the orthosis.
- In areas of support where pressure is applied, the skin should not be damaged or hypersensitive.
- Although the orthosis is not for single use, it should only be used by one patient. The product should not be reused by other patients.
- The first fitting of the orthosis should be carried out either by qualified personnel (doctor, orthopaedic technician, etc.) or under their supervision.
- For the orthosis to function properly, its components must be regularly checked to ensure that they are in good condition. The medical staff responsible for monitoring treatment may explain the suitability of the product to the patient or suggest its replacement if it is damaged or worn.
- Make sure that the quick Velcro fasteners are free from fluff and lint to ensure that their closure properties are preserved.
- Clean the product regularly and maintain proper hygiene.
- Do not wear the orthosis while having a bath, shower, etc.
- Do not let children play with this device.

Instructions for proper fitting:

- In the case of lumbosacral supports:** Position the orthosis approximately 3 cm above the beginning of the gluteal fold (See FIG. 1). In belt versions with Velcro closures, fasten and tighten them until the required pressure is achieved.
- In the case of rib supports:** fit the orthosis in such a way that it is centred and positioned in the rib area, just below the chest. With the Velcro in the front area and with enough pressure for correct support. (See FIG. 2).
- In belt versions with stays:** make sure that the stays are centred at the back when fitting the orthosis.
- In belt versions with crossed bands:** fasten the crossed bands at the back with the Velcro fasteners which should be positioned on the front of the garment and tighten until the required pressure is obtained.

Product maintenance - washing instructions:

Hand wash. Do not use bleach. Do not tumble dry. Do not iron. Do not dry clean. Supports with removable stays: Remove the stays before washing the product. Supports with Velcro fasteners: Close all of the Velcros before washing.

FI

Kuvaus ja käyttöaihe:

Valmistettu pehmeästä materiaalista, joka mukautuu 100-prosenttisesti kehoon. Mukavat, kevyet ja miellyttävät. Antaa kevyen puristuksen, joka sopii lieviin kipuihin tai pitkäaikaiseen hoitoon.

Käyttöaiheet:

Lievä tai kohtalainen lannerankakipu.

Varotoimet:

- Lueta nämä ohjeet huolellisesti ennen orteesin käyttöä. Jos sinulla on epäilyksiä, ota yhteyttä lääkäriisi tai laitokseen, josta otit apuvälineen.
- Noudat aina yleisiä käyttöohjeita ja lääkärin määräämiä erityisohjeita.
- Hoidon aloittamisesta, sen kestoista sekä seurannasta päättää lääkäri.
- Ki jos havaitaan jokin haittavaikutus, iho-oireita tai herkistymistä, siitä on ilmoitettava välittömästi lääkärille.
- Lääkäriin pitää ottaa huomioon mahdollisuus käyttää ihovoiteita orteesin käytön yhteydessä.
- Paineen alaisen kohtien iho ei saa olla vaurioitunutta eikä ylliherkkää.
- Vaikka orteesi ei ole kertakäyttöinen, se on tarkoitettu vain yhdelle käyttäjälle. Älä käytä uudelleen muille potilaille.
- Suositellaan ainakin ensimmäisellä kerralla ortoosin asettamista hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen (lääkäri, apuvälineteknikko jne.) toimesta tai valvonnassa.
- Ortoosin oikea käyttö riippuu sen osien kunnosta, joten se pitää tarkistaa säännöllisesti. Hoidon seurannasta vastaava hoitohenkilökunta voi ilmoittaa sen sopivuudesta tai vaihtamisen tarpeellisuudesta, jos tuote on huonossa kunnossa tai käyttökelvoton.
- Pidä huolta Velcro-suljinten puhtaudesta, jotta niiden toiminnallisuus säilyy. Poista niihin mahdollisesti kiinnittyneet materiaalit.
- Puhdista tuote ajoittain ja pidä huolta henkilökohtaisesta hygieniasta.
- Älä käytä ortoosia kylvyn, suihkun jne. aikana.
- Lapset eivät saa leikkiä täällä apuvälineellä.

Tuotteen oikea asettaminen:

- Alaselän tukivyöt:** Aseta ortoosi noin 3 cm pakaroiden alataipeen yläpuolelle (Katso kuva 1). Mikäli tukiviivissä on Velcro-tarranauhakiinnitykset, sulje ja säädä ne haluttuun puristukseen saamiseksi.
- Kylkivyöt:** Aseta ortoosi niin, että se tulee keskelle ja kytjien alueella juuri rinnan alle. Aseta ortoosi niin, että tarrahauha tulee etualueelle ja sinä on riittävä puristus oikeanlaisten tuen antamiseksi. (Katso kuva 2).
- Mikäli tukiviivissä on tukilastat:** aseta ortoosi niin, että tuet asettuvat keskelle selkää.
- Mikäli tukiviivissä on kiristysnauhat:** säädä selän puolen ristikkäisnauhat boudi centrirana na leđima.

Tuotteen huolto - pesuohjeet:
Pese käsin. Älä käytä valkaisuainetta. Älä kuivaa kuivausrummussa. Älä siilitä. Älä kuivapese.

Tukivyöt, joissa poisvedettävät tukilastat: Vedä tukilastat pois ennen tuotteen tuottamista.

Tukivyöt, joissa tarranauhakiinnitys: Sulje kaikki Velcro-kiinnitykset ennen tuottien pesua.

DK

Beskrivelse og brug:

Fremstillet i et blødt materiale, der tilpasser sig 100 % til kroppen. Bekvemme, lette og komfortable. Udøver en let kompression, der er nyttig, hvis du lider af lette smerter eller er under langvarig behandling.

Indikationer:

Lette til mellemsvære hold i ryggen.

Forholdsregler:

- Husk tydeligt denne anvisning, inden ortosen tages i brug. Hvis du er i tvivl om noget, bedes du kontakte lægen eller forretningen, hvor du købte ortosen.
- Respektér siempre las instrucciones de uso generales y las indicaciones particulares que haya prescrito el facultativo.
- Det er kun lægen, som er i stand til at anvise og fastsætte varigheden af behandlingen, samt opfølgningen af denne.
- Hvis du oplever nogen form for bivirkninger, hudirritation eller overfølsomhed, skal du informere din læge omgående.
- Lægen bør være opmærksom på eventuel brug af hudcreme samtidig med anvendelse af ortosen.
- I områderne, hvor ortosen støtter ved at øge tryk, må huden ikke tage skade eller blive hypersensibel.
- Selvom ortosen kan bruges flere gange, frarådes det at anvende den til andre brugere. Må ikke bruges af andre brugere.
- Det anbefales, at første tilpasning af ortosen foretages af eller overvåges af kvalificeret personale (læge, bandagist, osv.).
- Ortoosens virkning og brugsenskabber afhænger af tilstanden af dens bestanddele, som derfor skal efterses regelmæssigt. Sundhedspersonalet, som står for opfølgning af brugerens behandling kan informere brugeren om produktets egnethed eller anbefale udsifting, hvis produktet er forringet eller slidt.
- Det tilrådes at være omhyggelig med rengøring af Velcro-hurtiglukkingerne for at bevare deres funktionsevne ved at fjerne de materialer, der måtte sætte sig fast i Velcro-båndene.
- Vask tydeligt produktet og oprethold den personlige hygiejne.
- Tag ortosen af i forbindelse med badning, brusebad, etc.
- Undgå, at børn leger med produktet.

Vejledning i korrekt placering:

- **For korssetter til lændesørene:** Anbring ortosen ca. 3 cm over sædefolden (Se FIG. 1). Ved bæltter med velcro-lukning, skal disse lukkes og tilpasses, indtil bæltet giver det ønskede hold.
- **For korssetter til ribbensstøtte:** placer ortosen således, at den sidder centreret omkring ribbenene, lige under brystet. Med Velcro-båndet på forsiden og et passende tryk til en korrekt støtte. (Se FIG. 2).
- **Ved bæltter med stivere:** anbring ortosen så stiverne befinder sig midt på ryggen.
- **Ved bæltter med krydsede stropper:** Tilpas de krydsede stropper bagpå med velcro-lukningerne, som skal anbringes på bæltets forside, og strammes til det ønskede hold opnås.

Pleje af produktet - vaskeanvisning:

Håndvaskes. Undgå at bruge blegemiddel. Må ikke tørres i tørretumbleren. Må ikke stryges. Må ikke udsættes for kemisk rens.

Korssetter med udtagelige stivere: Fjern stivene før vask.

Korssetter med Velcro-lukninger: Luk alle Velcro-delene inden vask.

EL

Περιγραφή και προτεινόμενη χρήση:

Κατασκευασμένες από μαλακό υλικό που προσαρμόζεται 100% στο σώμα. Άνετες, βεβαίως, και αναπνευστικές. Ασκεί μία ελαφριά πίεση που είναι χρήσιμη για ήπιους πόνους ή για θεραπευτές μεγάλης διάρκειας.

Ενδείξεις:

Ήπιες ή μέτριες οσφυαλγίες.

Προφυλάξεις:

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση του κηδεύοινα. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή το κατάστημα από το οποίο τον αγοράσατε.
- Να ακολουθείτε πάντα πιστά τις γενικές οδηγίες χρήσης και τις ειδικές οδηγίες που σας έχει υποδείξει ο θεράπων ιατρός σας.
- Ο γιατρός είναι το αρμόδιο άτομο για να συστήσει και ν' αποφασίσει τη χρονική διάρκεια της θεραπείας καθώς επίσης την παρακολούθησή σας.
- Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε παρενέργειες, δερματική αντίδραση ή υπαισθησία ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας.
- Ο θεράπων ιατρός πρέπει να λάβει υπόψη την πιθανή χρήση κρεμών τοπικής εφαρμογής μαζί με την χρησιμοποίηση του κηδεύοινα.
- Στα σημεία στήριξης με πίεση το δέρμα δεν πρέπει να είναι τραυματισμένο ή υπεραισθητικό.
- Ο κηδεύοινας δεν είναι μόνο μίας χρήσης αλλά είναι για έναν μοναδικό ασθενή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ξανά από άλλους ασθενείς.
- Συστήνεται η πρώτη τοποθέτηση του κηδεύοινα να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό (γιατρό, ορθοπεδικό, κλπ) ή υπό την επίβλεψή του.
- Η καλή χρήση του κηδεύοινα εξαρτάται από την κατάσταση των εξαρτημάτων που τον αποτελούν για αυτό το λόγο πρέπει να ελέγχεται περιοδικά. Το προσωπικό υγείας που παρακολουθεί την πορεία της θεραπείας του ασθενή μπορεί να του προτείνει το ιδανικό προϊόν ή να χρειάζεται αντικατάσταση, σε περίπτωση που το προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή έχει φθαρεί.
- Συνιστάται ο καθαρισμός των γρήγορων αυτοκόλλητων βέλκρο για να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά τους αναλολωια, ασφαρώντας κλωστές, χνούδια κλπ. που ενδέχεται να έχουν κολλήσει.
- Καθαρστε περιοδικά το προϊόν και κρατήστε μία σωστή προσωπική υγιεινή.
- Μην φοράτε τον κηδεύοινα κατά τη διάρκεια του μπάνιου, του ντους κλπ.
- Μην επιτρέψετε στα παιδιά να παίζουν με αυτόν τον εξοπλισμό.

Οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση:

- Για ζώνες του ιερού οστού-οσφυϊκής χώρας: Τοποθετήστε τον κηδεύοινα 3 εκ περίπου πάνω από την αρχή της πτυχής της γλουτιαίας χώρας (Βλέπε ΕΙΚ. 1). Για ζώνες με αυτοκόλλητα βέλκρο, κλείστε και ρυθμίστε μέχρι να αποκτήσετε την επιθυμητή πίεση.
- Για ζώνες του θώρακα: τοποθετήστε τον κηδεύοινα έτσι ώστε να είναι στο κέντρο και στην περιοχή του πλευρού, ακριβώς κάτω από το στήθος. Με το βέλκρο στην εμπροσθία περιοχή και με επαρκή πίεση για μία σωστή τιμή (Βλέπε ΕΙΚ. 2).
- Για ζώνες με μπανέλες: τοποθετήστε τον κηδεύοινα έτσι ώστε οι μπανέλες να είναι στο κέντρο της πλάτης.
- Για ζώνες με λουριά με χιαστή: προσαρμόστε τα πίσω λουριά σε χιαστή με τα αυτοκόλλητα βέλκρο που πρέπει να τοποθετηθούν πάνω από την εμπροσθία πλευρά του ενδύματος ρυθμιζόντάς τα μέχρι να αποκτήσετε την επιθυμητή πίεση.

Φροντίδα του προϊόντος - Οδηγίες πλύσης:

Πλύνετε τα χέρια. Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνοχλα προϊόντα. Μη χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο. Μη σιδερώνετε. Μη κάνετε στεγνό καθάρισμα.

Ζώνες με αποσπώμενες μπανέλες: Απομακρύνετε όλες τις μπανέλες προτού πλύνετε το ένδυμα.

Ζώνες με αυτοκόλλητα βέλκρο: Κλείστε όλα τα αυτοκόλλητα βέλκρο πριν πλύνετε το ένδυμα.

CS

Popis a určené použití:

Vyrobené z jemného materiálu, který se 100% přizpůsobí tělu. Pohodlné, lehké a komfortní. Způsobuje lehkou kompresi, která se hodí při mírných bolestech anebo při dlouhodobém léčení.

Indikace:

Mírné a střední bolesti zad.

Čemu věnovat pozornost:

- Před použitím ortýze si pečlivě přečtěte tento návod. S případnými nejasnostmi se obraťte na svého lékaře či na místo, kde Vám byla vydána.
- Dodržujte vždy všeobecné rady a konkrétní pokyny předepsané lékařem.
- Lze říci, že osoba způsobilá předepsat léčbu a určit její trvání, jakož i způsob jejího sledování.
- Kdyby se objevily vedlejší účinky, kožní problémy či přecitlivění, je třeba tuto skutečnost neprodleně sdělit lékaři.
- Lékař by měl současně s použitím ortýze vzít v potaz případné použití kožních krémů.
- V komprimovaných místech nesmí být pokožka poraněná ani přecitlivělá.
- Ortéza síce není určena k jednorázovému použití, zato však pro jednoho jediného pacienta. Nepoužívejte ji opět pro jině pacienty.
- Doporučujeme, aby nejméně první nasazení ortýze provedl buďto vyškolený personál (lékař, ortopedický pracovník apod.) anebo aby k němu došlo pod jeho dohledem.
- Správné použití ortýze závisí na stavu prvků, z nichž sestává, proto je její stav třeba pravidelně kontrolovat. Zdravotnický personál zodpovědný za sledování vývoje léčby pacienta může potvrdit, zda je tento výrobek vhodný, popřípadě navrhnout jeho záměnu, pokud by byl v nevhodném či neodpovídajícím stavu.
- Doporučujeme počávat o čistotu rychlých úvazů na suchý zip, tj. odstraňovat případné zachycené nitky, chlupy apod., aby byla zachována jejich přilnavost.
- Výrobek pravidelně čistěte a dodržujte odpovídající osobní hygienu.
- Ortýzu nepoužívejte při koupeli, ve sprše apod.
- Nedovolte, aby si s touto zdravotní pomůckou hrály děti.

Pokyny pro správné nasazení:

- **Pro lumbosakrální pásy:** Ortýzu umístěte přibližně 3 cm nad začátek gluteální rýhy (viz Obr. 1). U bederních pásů s upínáním na suchý zip: připněte je a nastavujte dokud nedosáhnete požadované komprese.
- **U bederních pásů:** vystředte pás do zóny žebí, těsně pod hrud. Suchý zip se musí zavázat rovnoměrně a dostatečně komprimovat, aby bederní pás poskytl správnou podporu. (Viz Obr. 2).
- **U bederních pásů s výztuhami:** ortýzu umístěte tak, aby byly výztuhy vystředěné na zádech.
- **U bederních pásů se zkříženými popruhy:** upněte zadní zkřížené popruhy pomocí suchých zipů, které se připínají v přední části výrobku; nastavujte dokud nedosáhnete požadované komprese.

Údržba výrobku - Pokyny k prání:

Perte ručně. Nepoužívejte bělidla. Nesušte v sušičce. Nežehlejte. Nečistěte chemicky. Bederní pásy s vyjmitelnými výztuhami: Před praním výrobku výztuhy vyjměte. Bederní pásy s uzavíráním na suchý zip: Před praním výrobku všechny suché zipy upevněte.

DE

Beschreibung und vorgesehene Nutzung:

Hergestellt aus einem weichen Material, das sich zu 100 % dem Körper anpasst. Bequem, leicht und komfortabel. Übt einen leichten Druck aus, der sich als zweckmäßig erwweist, wenn man leichte Schmerzen hat, oder nach längeren Behandlungen.

Indikationen:

Leichte oder mäßige Lumbalgie.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Orthese verwenden. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das Geschäft, in dem Sie die Orthese erworben haben.
- Die allgemeinen Gebrauchsanweisungen und die spezifischen Indikationen, die der Arzt vorgeschrieben hat, müssen immer beachtet werden.
- Der Arzt ist die befähigte Person, um die Behandlung zu verschreiben und über die Dauer dieser sowie über die Nachsorge zu entscheiden.
- Wenn irgendwene Nebenwirkung, Hautentzündung oder Reizung festgestellt wird, muss sofort der Arzt darüber informiert werden.
- Der Arzt muss die äußere Verwendung von Cremes in Kombination mit der Anwendung der Orthese in Betracht ziehen.
- In den Stützbereichen mit Druck darf die Haut nicht verletzt oder überempfindlich sein
- Es handelt sich zwar nicht um eine Einmal-Orthese, sie sollte jedoch nur von einem einzigen Patienten verwendet werden. Nicht bei anderen Patienten wiederverwenden.
- Es wird empfohlen, dass zumindest beim ersten Mal die Orthese von einer qualifizierten Person (Arzt, Orthopäde etc.) oder unter Aufsicht angelegt wird.
- Die ordnungsgemäße Nutzung der Orthese hängt vom Zustand der Bestandteile ab, aus denen sie sich zusammensetzt. Deswegen muss sie in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Das ärztliche Personal, das die Behandlung des Patienten verfolgt, kann sowohl die Tauglichkeit des Produkts als auch seinen Ersatz bestimmen, wenn es beschädigt oder verschlissen ist.
- Es wird empfohlen, die Klettschnellverschlüsse regelmäßig zu reinigen, um ihre Funktion beizubehalten und Materialien zu entfernen, die sich möglicherweise daran festgeklebt haben.
- Es Produkt regelmäßig reinigen und eine korrekte Körperhygiene beibehalten.
- Die Orthese während dem Baden oder Duschen usw. nicht tragen.
- Kinder dürfen nicht mit der Orthese spielen.

Anleitungen für das Anbringen:

- **Bei den Kreuzbein-Lendenwirbel-Bandagen:** Die Orthese ungefähr 3 cm oberhalb des Anfangs der Gesäßfalte anbringen (Siehe ABB. 1). Im Falle der Stützgurte mit Klettverschlüssen schließen Sie sie und passen Sie sie an, bis Sie dem gewünschten Druck entsprechen.
- **Bei den Rippenbandagen:** Legen Sie die Orthese zentriert und im Rippenbereich, direkt unter der Brust an. Mit dem Klettverschluss im vorderen Bereich und mit ausreichendem Druck für eine angemessene Stützung. (Siehe ABB. 2).
- **Im Falle der Stützgurte mit Federn:** Die Orthese so anbringen, dass die Stützgurte mit Klettverschlüssen schließen Sie sie und passen Sie sie an, bis Sie dem gewünschten Druck entsprechen.
- **Im Falle der Stützgurte mit gekreuzten Bändern:** Die hinten gekreuzten Bänder mit den Klettverschlüssen anpassen, die auf der Vorderseite des Produkts angebracht und angepasst werden müssen, bis der gewünschte Druck erreicht ist.

Wartung des Produkts - Anleitungen zum Waschen:
Handwäsche. Keine Bleichmittel verwenden. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.

Bandagen mit abnehmbaren Federn: Die Federn entfernen, bevor Sie das Produkt waschen.

Bandagen mit Klettverschlüssen: Schließen Sie alle Klettverschlüsse, bevor Sie das Produkt waschen.

ES

Descripción y uso previsto:

Fabricadas en un material suave que se adapta 100% al cuerpo. Cómodas, ligeras y confortables. Ejerce una compresión ligera que resulta útil cuando se sufren dolores leves o se buscan tratamientos largos.

Indicaciones:

Lumbalgias leves o moderadas.

Precauciones:

- Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar la ortesis. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o al establecimiento donde lo haya adquirido.
- Respete siempre las instrucciones de uso generales y las indicaciones particulares que haya prescrito el facultativo.
- El médico es la persona capacitada para prescribir y decidir la duración del tratamiento, así como su seguimiento.
- Si se nota algún efecto secundario, afección cutánea o sensibilización se ha de poner inmediatamente en conocimiento del médico.
- El facultativo deberá tener en cuenta el posible uso de cremas de uso tópico, junto con el empleo de la ortesis.
- En las zonas de presión, la piel no debe estar lesionada ni ser hipersensible.
- Aunque la ortesis no es de un solo uso, es para un único paciente. No reutilizar en otros pacientes.
- Se recomienda que al menos la primera colocación de la ortesis se realice bien por personal cualificado (médico, técnico ortopédico, etc) o bajo su supervisión.
- El buen uso de las ortesis depende del estado de los elementos que la forman por lo que ha de ser supervisada con periodicidad. El personal sanitario que realice el seguimiento del tratamiento del paciente puede indicar al mismo la idoneidad del producto o la conveniencia de su sustitución, si el producto se ha deteriorado o desgastado.
- Se aconseja cuidar la limpieza de los cierres rápidos de velcro para conservar su funcionalidad, eliminando los materiales que pudieran haber quedado adheridos al mismo.
- Limpiar periódicamente el producto y mantener una correcta higiene personal.
- No llevar puesta la ortesis durante el baño, ducha, etc.
- No permita que los niños jueguen con este dispositivo.

Instrucciones para una correcta colocación:

- **En el caso de las fajas sacro-lombares:** Colocar la ortésis 3 cm aproximadamente por encima del inicio del pliegue glúteo (Ver FIG. 1). En el caso de las fajas con cierres de velcros, cerrarlos y ajustarlos hasta obtener la presión deseada.
- **En el caso de las fajas**



HU

Leírás és tervezett alkalmazás:

Puha, a test formájához 100%-osan alkalmazkodó anyagból készültek. Célszerűek, könnyűek és kényelmesek. Enyhe nyomást gyakorolnak, amely enyhé fájdalom vagy hosszú kezelés igénye esetén hasznosnak bizonyul.

Javallatok:

Enyhe vagy mérsékelt lumbágó.

Óvintézkedések:

- Az ortézis használatá előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Ha kérdése merül fel, keresse fel orvosát vagy az intézményt, ahol az eszközt vásárolta.
- Mindig tartsa be az általános használati utasításokat és kezelőorvosa külön utasításait.
- Az ortézis felállításá és használatának utánkövetésére az orvos jogosult, és a kezelés időtartamáról is ő dönt.
- Ha bármilyen mellékhatást, bőrréakciót vagy szenzibilizációt észlel, erről azonnal tájékoztassa orvosát.
- Az orvosnak figyelembe kell venni a helyi használatú krémek esetleges használatát az ortézis használatá mellett.
- A nyomással történő támasztás területein a bőr nem lehet sérült, sem túlérzékeny.
- Bár az ortézis nem egyszeri használatra való, csak egy páciens használhatja. Más pácienseken használni nem szabad.
- Ajánlott, hogy az ortézis első felhelyezését szakképzett személy (orvos, ortopédiai technikus stb.) végezze vagy vizsgálja felül.
- Az ortézis megfelelő használatá függ az alkotóelemeinek állapotától, ezért ezeket rendszeresen ellenőrizni kell. A páciens kezelését nyomom követő egészségügyi dolgozó a páciens részére jelezheti a termék alkalmasságát vagy javasolhatja annak lecserélését, ha a termék megrongálódott vagy elkopott.
- A működőképesség megőrzése érdekében ajánlott ügyelni a tépőzár gyors zárolóelemeinek tisztaságára, és a tépőzárhoz tapadt anyagokat célszerű eltávolítani.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket és ügyeljen a megfelelő személyi higiénára.
- Fürdéshez, zuhanyzáshoz, stb. vegye le az ortézist.
- Né engedje, hogy gyermekek játszsanak az eszközzel.

Utasítások a helyes felhelyezésre vonatkozóan:

- Farokson- és deréktámasztó öveknél:** Helyezze az ortézist kb. 3 cm-rel a fenék hajlat fölé (Lásd 1. ÁBRÁ). Tépőzárak derékszorító öveknél a tépőzárakat úgy csatolja be, hogy elérje a kívánt nyomást.
- Oldaltámasztó öveknél:** Az ortézist úgy helyezze el, hogy az középre, a bordák fölé, és közvetlenül a mellkas alá kerüljön. A tépőzárnak az előlő részre kell lennie, és a megfelelő tartás érdekében elegendő nyomást kell biztosítani. (Lásd 2. ÁBRÁ).**Merevítő és derékszorító öveknél:** az ortézist oly módon helyezze el, hogy a merevítők a hát középső részére kerüljenek.
- Keresztpántos derékszorító öveknél:** a hátsó keresztpántokat a tépőzárak segítségével úgy igazítsa el hogy ezek az ortézis előlő részére kerüljenek, és a kívánt nyomást biztosítsák.

A termék karbantartása - Mosási utasítások:

Kézvel mossa. Hypót ne használjon. Szárítógéppen ne szárítsa. Ne vasalja. Kerülje a vegytisztítást.

Kivétől merevítőket tartalmazó öveknél: A termék mosása előtt távolítsa el a merevítőket.

Tépőzáras öveknél: Az ortézis mosása előtt a tépőzárakat csatolja be.

NL

Beschrijving en bedoeld gebruik:

Vervaardigt uit een zacht materiaal dat zich 100% aan het lichaam aanpast. Handig, licht en comfortabel. De steunband oefent een lichte druk uit die nuttig is bij lichte rugpijn of voor langdurige behandeling.

Indicaties:

Lichte of matige onderruggijn.

Waarschuwingen:

- Lees zorgvuldig deze instructies voordat u de orthese gebruikt. Raadpleeg bij vragen uw arts of de winkel waar u het product gekocht hebt.
- Volg altijd de algemene gebruiksinstructies en de instructies van uw zorgverlener.
- De zorgverlener dient een persoon te zijn die bevoegd is om een behandeling en de duur ervan te bepalen, voor te schrijven en op te volgen.
- Als u een reuvenwerking of een huidaandoening of -irritatie opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw zorgverlener.
- De zorgverlener moet rekening houden met het mogelijke gebruik van crèmes in combinatie met de orthese.
- In de zones waar de orthese op de huid drukt, mag de huid geen wonden vertonen of overgevoelig zijn.
- De orthese is niet bedoeld voor eenmalig gebruik maar wel voor één enkele patiënt. Gebruik de orthese nooit op andere patiënten.
- Het wordt aanbevolen om minstens bij het eerste gebruik de orthese door een gekwalificeerde persoon te laten plaatsen (arts, orthopedist, enz.) of onder toezicht.
- De efficiëntie van de orthese hangt af van de toestand van de onderdelen; controleer ze daarom regelmatig. Wanneer de orthese versleten of in slechte toestand is, zal de zorgverlener die de behandeling van de patiënt opvolgt beslissen of het product al dan niet moet worden vervangen.
- Om de werking van het klittenband te behouden, is het raadzaam om het klittenband schoon te houden en alle aanwezige materiaal te verwijderen.
- Maak regelmatig de orthese schoon en volg goede hygiënische praktijken.
- Verwijder de orthese voordat u een bad of douche neemt.
- Laat kinderen niet met de orthese spelen.

Instructies voor een correcte plaatsing:

- In geval van steunbanden voor de onderrug:** Plaats de orthese ongeveer 3 cm boven het begin van de bil (Zie AFB. 1). In geval van steunbanden met klittenband, sluit u het klittenband en past u de spanning naar wens aan.

- In geval van ribbandages:** plaats de orthese zo, dat hij in het midden en in het deel van de ribben, net onder de borst komt te zitten. Met het klittenband aan de voorkant en met voldoende druk voor een juiste ondersteuning. (Zie AFB. 2).
- In geval van steunbanden met baleinen:** plaats de orthese zo, dat de baleinen in het midden van de rug liggen.
- In geval van steunbanden met gekruiste riemen:** pas de achterste gekruiste banden aan met behulp van het klittenband, dat vooraan op de steunband moet worden bevestigd, totdat u de gewenste spanning bereikt.

Onderhoud van het product wasinstructies:

Met de hand wassen. Geen bleekwater gebruiken. Niet drogen in trommeldroger. Niet strijken. Niet chemisch reinigen.

Steunbanden met uitneembare baleinen: Verwijder de baleinen voordat u het product wast.

Steunbanden met klittenband: Sluit het klittenband voordat u de orthese wast.

PL

Opis i przewidziane zastosowanie:

Wyprodukowane z miękkiego materiału, który 100% dopasowuje się do ciała. Wygodne, lekkie i komfortowe. Wywiera lekkie nacisk, który jest korzystny w przypadku lekkich bólów lub długich terapii.

Wskazania:

Lekkie lub umiarkowane dolegliwości w okolicy lędźwiowo-krzyżowej.

Zalecenia:

- Przed przystąpieniem do jej użytkowania nale y uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultować się z lekarzem lub punktem sprzedaży, w którym nabyto produkt.
- Ważne! Lekarz specjalista oraz ogólna zalecenia dotyczące ortazy i jej użytkowania powinny być zawsze przestrzegane.
- Decyzję w sprawie zlecenia i czasu stosowania ortazy oraz oceny postępów leczenia podejmuje lekarz.
- W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, zmian skórnych lub reakcji uczuleniowych należy zgłosić je lekarzowi.
- Istotne jest wykluczenie przez lekarza możliwości używania kremów przeznaczonych do stosowania miejscowego podczas korzystania z ortazy.
- Skóra nie powinna być uszkodzona ani nadrażniona w miejscach podparcia naroznych na nacisk.
- Jest ona przeznaczona wyłącznie dla jednej osoby i nie powinna być ponownie stosowana w odniesieniu do innych pacjentów.
- Wskazane jest, aby przynajmniej po raz pierwszy założenie ortazy wykonane zostało przez wykwalifikowany personel (lekarza, technika ortopedycznego, itp.) lub pod jego nadzorem.
- Należy systematycznie sprawdzać, w jakim stanie znajdują się wchodzące w skład ortazy elementy, od nich bowiem zależy jej prawidłowe działanie. Kontrolujący postępy leczenia personel medyczny może poinformować pacjenta, że stosowany przez niego produkt znajduje się w należyłym stanie lub wskazana jest jego wymiana ze względu na ewentualne uszkodzenie lub zużycie.
- Zalecane jest także utrzymywanie zapięć na rzepy Velcro w należytej czystości, zapewniającej ich odpowiednie działanie, co wymaga usuwania wszelkiego rodzaju przyczepionych do nich zanieczyszczeń.
- Należy regularnie czyścić ortęz i dbać o właściwą higienę osobistą.
- Niedopuszczalne jest stosowanie ortazy podczas kąpeli, pod prysznicem, itp.
- W żadnym wypadku nie powinny się nią bawić dzieci.

Zalecenia dotyczące prawidłowego dopasowania:

- W przypadku pasów lędźwiowo-krzyżowych:** Umieścić ortęz w przybliżeniu 3 cm powyżej początku brzuchy pośladkowej (**Patrz RYS. 1**). Pasy z zapięciami na rzepy mocujemy, dokonując ich regulacji aż do uzyskania żądanej sylizy docisku.
- W przypadku pasów zbrowowych:** Umieścić ortęz w taki sposób, aby była wycentrowana oraz znajdowała się w okolicy żeber, poniżej piersi. Zapięcie na rzepy powinno znajdować się w przedniej części i powinno zapewniać nacisk zapewniający prawidłowe oparcie. (**Patrz RYS. 2**).
- Pasy wyposażone w sztywniki:** zakładamy ortęz w taki sposób, aby zapewnić centralne ustawienie elementów usztywniających na plecach.
- Pasy ze skrzyżowanymi taśmami:** skrzyżowane tylnie taśmy zapinamy w przedniej części, dokonując przy tym ich regulacji aż do uzyskania wymaganego napięcia.

Pielęgnacja ortazy - zalecenia dotyczące czyszczenia:

Prac w rękach. Nie stosować wybielaczy. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Nie prasować. Nie prac chemicznie.

Pasy z wyjmowanymi fiszbiniami: Przed praniem produktu wyjąć fiszbiny.

Pasy z zapięciami na rzepy: Przed praniem należy zapiąć wszystkie rzepy.

RO

Descriere și utilizare prevăzută:

Sunt fabricate dintr-un material mățos, care se mulează 100% pe corp. Comode, ușoare și confortabile. Execută o compresie ușoară, ideală în caz de dureri ușoare sau pentru tratamente pe termen lung.

Indicații:

Lombalgii ușoare sau moderate.

Precauții:

- Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni înainte de folosirea ortezei. Pentru orice nelămurire consultați medicul sau personalul din magazinul de la care ați cumpărat-o.
- Trebuie respectate întotdeauna instrucțiunile de utilizare generale și indicațiile personale date de medic.
- Tratamentul poate fi prescris numai de un doctor, care va stabili durata acestuia și controalele necesare.
- Dacă se observă vreun efect secundar, reacții ale pielii sau sensibilizate, anunțați imediat medicul.
- Medicul trebuie să țină cont de posibila utilizare a cremelor topice împreună cu orteza.
- Pielea nu trebuie să aibă leziuni sau să fie hipersensibilă în zonele de sprijin cu presiune.
- Deși orteza nu este de unică folosință, este destinată unei singure persoane. A nu se folosi pentru alți pacienți.
- Se recomandă ca orteza să fie poziționată de către personal calificat cel puțin prima dată (medic, ortoped etc.) sau sub supravegherea acestuia.
- Buna folosire a ortezei depinde de starea componentelor acesteia, de aceea trebuie verificată periodic. Personalul sanitar care se ocupă cu controlul pacientului îi poate indica acestuia dacă produsul este în asigură stare sau trebuie înlocuit, în cazul deteriorării sau uzării.
- Se recomandă curățarea sistemului de închidere rapidă cu arici (velcro) pentru păstrarea proprietăților de închidere, îndepărtând materialele rămase lipite de acestora.
- Curățați periodic produsul și mențineți igiena personală.
- A nu se purta orteză în baie, sub duș, etc.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni pentru aplicarea corectă:

- Burtierele sacrolombare:** Aplicați orteza la aprox. 3 cm deasupra șanțului fesier (Vezi FIG. 1). În cazul centurilor cu velcro, închideți-și reglați presiunea dorită.
- Corsete toracice:** aplicați orteză încât să fie centrată în zona costelor, imediat dedesubtul pieptului. Ariciul trebuie să fie în față, iar orteză trebuie să exercite presiunea corespunzătoare pentru a asigura sprijinul necesar. (**Vezi FIG. 2**).
- În cazul centurilor cu balene:** aplicați orteza astfel încât balenele să fie poziționate în partea centrală a spatelui.
- În cazul centurilor cu benză încrucișate:** reglați benzile încrucișate posteriore cu ajutorul velcroului, care trebuie poziționat pe partea din față a îmbrăcăminții și reglat la presiunea dorită.

Întreținerea produsului - instrucțiuni de spălare:

Burtiere cu balene detașabile: Îndepărtați balenele înainte de a spăla produsul.

Burtiere cu arici (velcro): Închideți țoți aricii înainte de a spăla produsul.

SK

Opis a účel použitia:

Vyrobené z jemného materiálu, ktorý sa 100 % prispôsobí telu. Jednoduché, ľahké a pohodlné. Vytvárajú ľahkú kompresiu, ktorá je užitočná pri menších bolestiach alebo dlhohodobej liečbe.

Indikácie:

Mierne alebo stredne ťažké bolesti chrbta.

Opatrenia:

- Pred použitím ortézy si pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak máte nejaké otázky, poraďte sa so svojim lekárom alebo so zariadením, kde ste zdravotnícku pomocku zakúpili.
- Trebuie respectate întotdeauna instrucțiunile de utilizare generale și indicațiile predpísané lekárom.
- Lekár je osoba kvalifikovaná na predpisovanie liečby, rozhodovanie o jej trvaní a sledovaní.
- Ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok, podráždenie pokožky alebo precitlivenosť, okamžite informujte svojho lekára.
- Lekár musí brať do úvahy možné použitie topických krémov spolu s použitím ortézy.
- V oblastiach s tlakovou podporou nesmie byť koža poškodená alebo precitlivená.
- Hoci ortéza nie je na jedno použitie, je len pre jedného pacienta. Iní pacienti túto ortézu nesmú znovu používať.
- Odporúčame, aby prvé nasadenie ortézy vykonal kvalifikovaný personál (lekár, ortopedický technik atď.) alebo vy sami pod jeho dohľadom.
- Správne používanie ortézy závisí od stavu prvkov, ktoré ju tvoria, takže je potrebné ich pravidelne monitorovať. Zdravotnícky personál, ktorý sleduje liečbu pacienta môže pacientovi odporučiť, či produkt vhodný alebo je potrebné ho vymeniť, ak je ortéza poškodená alebo opotrebovaná.
- S cieľom zachovať funkčnosť suchých zipsov, odporúčá sa dbať o ich čistotu a vyhýbať sa materiálom, ktoré by sa na ne mohli priliepať.
- Pravidelne čistite výrobok a udržiavajte správnu osobnú hygienu.
- Pri kúpaní, sprchovaní atď. si ortézu nedávajte.
- Nedovoľte deťom hrať sa s touto zdravotníckou pomockou.

Pokyny pre správne používanie:

- V prípade lumbosakrálnych pásov:** Umiestnite ortézu približne 3 cm nad začiatkom gluteálneho záhybu (**Pozri OBR. 1**). V prípade pásov so suchými zipsmi, zatvorte ich a upravte na požadovaný tlak.
- V prípade prsných pásov:** Umiestnite ortézu tak, aby bola umiestnená na stred hrude, priamo pod prsiami. So suchým zipsom na prednej strane a dostatočným tlakom pre dobré spevnenie. (**Pozri OBR. 2**).
- V prípade pásov s kosticami:** umiestnite ortézy tak, že kostice budú vycentrované na chrbte.
- V prípade pásov s priečnymi popruhmi:** nastavte zadné priečne popruhy pomocou suchých zipsov, ktoré musia byť umiestnené na prednej strane odevu, a upravujú na požadovaný tlak.

Údržba produktu - Návod na čistenie:

Práť ručne. Nepoužívať bieliadlo. Neusušť v bubnovej sušičke. Nežehliť. Neprať v čistiarni.

A se spála cu mâna. Nu folosiți leșie. Nu uscați în uscător. Nu spălați uscat.

Burtiere cu balene detașabile: Îndepărtați balenele înainte de a spăla produsul.

Păsy so zapinaním na suchý zips: Pred praním zatvorte všetky suché zipsy.

FIG. 1





FIG. 2



IT

Descrizione e indicazione d'uso:

Fabbricate con un materiale morbido che si adatta al corpo al 100%. Comode, leggere e confortevoli. Esercitano una compressione leggera che è utile quando si soffre di dolori lievi o quando si cercano trattamenti lunghi.

Indicazioni:

Lombalgie lievi o moderate.

Precauzioni:

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'ortesi. In caso di dubbi, consultare il proprio medico o il rivenditore.
- Si devono rispettare sempre le istruzioni di uso generali e le indicazioni particolari prescritte dal medico.
- Il medico è la persona che ha le competenze per prescrivere e decidere la durata del trattamento e la sua prosecuzione.
- Se si notano effetti collaterali, affezioni cutanee o fenomeni di sensibilizzazione, informare immediatamente il medico.
- Il medico deve considerare il possibile uso di creme per uso topico, unitamente all'uso dell'ortesi.
- Nelle zone di appoggio a maggiore pressione, la pelle non deve essere lesionata né essere ipersensibile.
- Anche se l'ortesi non è monouso, deve essere utilizzata da un solo paziente. Non riutilizzare su altri pazienti.
- Si consiglia che almeno la prima collocazione dell'ortesi venga eseguita da personale qualificato (medico, tecnico ortopedico, ecc.) o sotto la sua supervisione.
- L'uso corretto dell'ortesi dipende dalla condizione degli elementi che la costituiscono e quindi deve essere controllata con frequenza. Il personale sanitario che segue il trattamento del paziente può indicare allo stesso l'idoneità del prodotto o una sua eventuale sostituzione, se questo si è deteriorato o usurato.
- Si consiglia di curare la pulizia delle chiusure rapide in velcro per conservarne la funzionalità, eliminando i materiali che potrebbero essere rimasti attaccati.
- Pulire periodicamente il prodotto e mantenere una corretta igiene personale.
- Non indossare l'ortesi quando si fa il bagno, la doccia, ecc.
- Non permettere ai bambini di giocare con questo dispositivo.

Istruzioni per una collocazione corretta:

- Fascia lombosacrale:** Collocare l'ortesi a circa 3 cm al di sopra dell'inizio della piega glutea (**Vedere FIG. 1**). Nel caso delle fasce con chiusure in velcro, chiudere e regolarle fino ad ottenere la pressione desiderata.
- Fasce costali:** Collocare l'ortesi in modo che sia centrata nell'area costale, appena sotto il torace, con il velcro nella zona anteriore e con una pressione sufficiente per un supporto corretto. (**Vedere FIG. 2**).
- Nel caso delle fasce con balene:** collocare l'ortesi in modo che le balene siano centrate sulla schiena.
- Nel caso delle fasce con bande incrociate:** regolare le bande incrociate posteriori tramite le chiusure in velcro che dovranno essere collocate sopra la parte anteriore del capo regolando fino ad ottenere la pressione desiderata.

Manutenzione del prodotto - Istruzioni di lavaggio:

Lavare a mano. Non utilizzare candeggina. Non asciugare nell'asciugatrice. Non stirare. Non lavare a secco.

Fasce con balene estraibili: Rimuovere le balene prima di lavare il prodotto.

Fasce con chiusure in velcro: Chiudere tutte le chiusure in velcro prima di lavare il capo.

NO

Beskrivelse og tilsiktet bruk:

Laget av et mykt materiale som tilpasser seg 100 % til kroppen. Komfortable, lette og behagelige. De skaper en lett kompresjon som hjelper når du lider av lettere smerter eller ønsker en lengre behandling.

Indikasjoner:

Mild eller moderat lumbago.

Forsiktighetsregler:

- Les bruksanvisningen nøye før du bruker ortesen. Hvis du er i tvil om noe, kontakt legen eller butikken hvor du har anskaffet den.
- Følg alltid bruksanvisningen og de spesielle anvisningene som du får av legen din.
- Legen er den personen som er kvalifisert til å foreskrive og bestemme varigheten av behandlingen, samt oppfølgingen.
- Hvis du opplever bivirkninger, hudaffeksjoner eller sensibilisering, oppsøk lege straks.
- Legen bør ta hensyn til mulig topisk bruk av kremer sammen med anvendelse av ortesen.
- I soner for støtte med trykk skal huden ikke være skadet eller overfølsom.
- Selv om ortsen ikke er til engangsbruk, er den bare til én bruker. Bruk ikke om igjen på andre pasienter.
- Det anbefales at i det minste den første plasseringen av ortosen blir utført av kvalifisert personell (lege, ortoped, osv.) eller under tilsyn.
- Riktig bruk av ortsen er avhengig av tilstanden til elementene som utgjør den, derfor bør den kontrolleres med jevne mellomrom. Helsepersonellet som er ansvarlig for oppfølgingen av behandlingen av pasienten, kan avvigje om produktet er brukelig eller om det er nødvendig å bytte det ut hvis produktet er forringet eller utslitt.
- Vi anbefaler at du sørger for å holde borrelåsene rene ved å fjerne materialer som kan sette seg fast på dem for å sikre funksjonaliteten.
- Riktig bruk av ortsen er avhengig av tilstanden til elementene som utgjør den, derfor bør den kontrolleres med jevne mellomrom. Helsepersonellet som er ansvarlig for oppfølgingen av behandlingen av pasienten, kan avvigje om produktet er brukelig eller om det er nødvendig å bytte det ut hvis produktet er forringet eller utslitt.
- Vi anbefaler at du sørger for å holde borrelåsene rene ved å fjerne materialer som kan sette seg fast på dem for å sikre funksjonaliteten.
- Ikke bruk ortesen ved bading, dusjing, etc.
- Ikke la barn leke med dette hjelpemiddel.

Anvisninger for riktig plassering:

- For korsryggstøttebelter:** Plasser ortosene ca 3 cm ovenfor folden i glutealområdet (**Se FIG. 1**). For belter med borrelås, lukk og juster til du oppnår ønsket trykk.
- For brystbelter:** plasser ortesen slik at den er sentrert og over ribbensområdet, rett under brystet. Med borrelåsen på frontområdet, og med nok press for riktig støtte. (**Se FIG. 2**).
- For støttebelter med spiler:** plasser ortesen slik at spilene sitter midt på ryggen.
- Belter med uttrekkbare spiler:** Juster de bakre kryssbåndene ved hjelp av borrelåsene, disse bør plasseres på forsiden av plagget og deretter justeres til ønsket trykk er oppnådd.

Vedlikehold av produktet – vaskeanvisninger:

Vask for hånd. Bruk ikke klor. Skal ikke tørkes i tørketrommel. Må ikke strykes. Skal ikke tørrenses.

Belter med uttrekkbare spiler: Fjern spilene før produktet vaskes.

Støttebelter med borrelåser: Lukk borrelåsene når beltet skal rengjøres.

PT

Descrição e utilização prevista:

Fabricadas com um material macio, que se adapta totalmente ao corpo. Cômodas, leves e confortáveis. Exercer uma ligeira compressão, útil em dores ligeiras ou tratamentos prolongados.

Indicações:

Lombalgias ligeiras ou moderadas.

Precauções:

- Leia atentamente estas instruções antes de utilizar a ortótese. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico ou o estabelecimento onde tiver adquirido o produto.
- Deve respeitar sempre as instruções de utilização gerais e as indicações particulares do médico.
- O médico é a pessoa qualificada para prescrever e determinar a duração do tratamento, bem como para realizar o seu acompanhamento.
- Se detetar algum efeito secundário, afecção cutânea ou sensibilização, deve contactar imediatamente o médico.
- O médico deve considerar a eventual utilização de cremes tópicos, juntamente com a ortótese.
- Nas zonas de apoio com pressão, a pele não deve estar lesionada nem ser hipersensível.
- A pesar de a ortótese não ser de utilização única, destina-se a um único doente. Não reutilizar noutros doentes.
- É recomendável que, pelo menos, a primeira colocação da ortótese seja realizada por pessoal qualificado (médico, técnico ortopédico, etc.) ou sob a sua supervisão.
- A utilização correta das ortóteses depende do estado dos seus componentes, pelo que devem ser inspeccionadas periodicamente. O pessoal de saúde que acompanhar o tratamento do doente pode indicarlhe a idoneidade do produto ou a conveniência da sua substituição, se estiver deteriorado ou gasto.
- Deve limpar cuidadosamente os fechos rápidos de velcro para manterem a funcionalidade, eliminando os materiais que possam ter aderido ao mesmos.
- Limpe periodicamente o produto e mantenha uma correta higiene pessoal.
- Não use a ortótese durante o banho, duche, etc.
- Não deixe que as crianças brinquem com este dispositivo.

Instruções para uma correta colocação:

- No caso das faixas lombares:** Colocar a ortótese aproximadamente 3 cm por cima do início da dobra glútea (**Ver FIG. 1**). Nas faixas com fechos de velcros, apertar e ajustar até obter a pressão pretendida.
- No caso das faixas costais:** coloque a ortótese de modo que fique centrada e na zona costal, mesmo sob o peito. Com o velcro na zona dianteira e com a pressão suficiente para um suporte correto. (**Ver FIG. 2**).
- Nas faixas com balões:** colocar a ortótese de forma que as baleias fiquem centradas nas costas.
- Nas faixas com bandas cruzadas:** ajustar as bandas cruzadas posteriores com os fechos de velcro, que devem ficar sobre a parte frontal do produto, até obter a pressão pretendida.

Manutenção do produto - Instruções de lavagem:

Lavar à mão. Não usar lixívia. Não secar na máquina de lavar roupa. Não passar a ferro. Não lavar a seco.

Faixas com baleias extraíveis: Retirar as baleias antes de lavar o produto.

Faixas com fechos de velcro: Apertar todos os velcros antes de lavar o produto.

