




FR

Indications:
NP139 NEOPRAIR Genouillère fermée: Douleur articulaire, arthrite, arthrose, post-traumatisme.
NP133 NEOPRAIR Genouillère avec stabilisateur rotulien / **NP137 NEOPRAIR** Genouillère avec stabilisateur rotulien et supports / **NP140 – NP141 NEOPRAIR** Genouillère avec articulation polycentrique - polycentrique enveloppante: Douleur avec arthrite, tendinite, arthrite, arthrose, lésions rotuliennes, lésions des ligaments croisés du genou. Osseux: claquet, chondromalacie de la rotule, subluxation patellaire, post-traumatisme, postopératoire.
NP136 NEOPRAIR Genouillère avec supports et sangles: Douleur articulaire, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, lésions rotuliennes, lésions des ligaments croisés du genou, instabilité capsulo-ligamentaire légère, post-traumatisme, postopératoire.
NP115 NEOPRAIR Chevillière croisée / **NP14 NEOPRAIR** Chevillière en « 8 » avec stabilisateurs: Entorses légères et prévention d'entorses pendant les activités

Précautions:

- Lisez avec soin ces instructions avant d'utiliser l'orthèse. En cas de doute, consultez votre médecin ou l'établissement auprès duquel vous avez effectué votre achat.
- Seul le médecin est autorisé à prescrire et décider de la durée du traitement.
- Il est recommandé que la première mise en place de l'orthèse soit réalisée par du personnel qualifié (médecin, technicien orthopédiste, etc.) sous supervision.
- Les personnes qui n'orthésent pas ne doivent pas utiliser l'orthèse, ni le patient. Ne pas réutiliser avec d'autres patients.
- Les instructions d'utilisation générales ainsi que les indications particulières sont reprises par le médecin ou le personnel soignant responsable.
- Le suivi devra être révisé périodiquement par le médecin.
- Au cas où vous observeriez un quelconque effet secondaire, vous devrez immédiatement en informer le médecin.
- Le médecin devra être informé si le patient souffre d'affections cutanées ou d'une forme quelconque de sensibilisation.
- Le médecin devra tenir compte du possible emploi de crèmes à usage local, notamment les corticoïdes.
- Sur les zones d'appui avec pression, la peau ne doit présenter aucune lésion ni aucun signe d'hypersensibilité.
- La bonne utilisation des orthèses dépend de l'état des éléments qui les composent (sangles, bandes, coussinets de silicone, etc.) et elles doivent donc être contrôlées régulièrement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ce dispositif.
- Nettoyez le produit de manière périodique et maintenez une bonne hygiène personnelle.
- Le personnel sanitaire, chargé du suivi du traitement du patient, peut lui indiquer l'adéquation du produit ou la convenance de son remplacement, si le produit est abîmé ou usé.
- Ne portez pas l'orthèse pendant le bain, la douche, etc.

Instructions pour une mise en place correcte:

Au cours des périodes d'utilisation, observez les conseils du professionnel qui vous aide. Pour obtenir une efficacité optimale, l'orthèse doit être utilisée de façon thérapeutique en ce qui concerne les différentes pathologies et prolonger la durée de vie du produit, il est avéré essentiel de choisir la taille la mieux adaptée à chaque patient ou utilisateur. Une compréhension excessive peut engendrer une intolérance, c'est pourquoi il est recommandé d'ajuster la compréhension au degré maximal. Pour cela, il est recommandé de placer le produit sur le segment articulaire pertinent en veillant à l'aligner ou l'adapter aux séquences du mouvement musculaire. Ajoutez le produit de façon à ce qu'il s'adapte à la configuration naturelle et qu'il ne cause aucune gêne ou inconfort lors de son utilisation.

NP140 NEOPAIR Genouillère avec articulation polycentrique enveloppante
Mettre en place l'orthèse sur les coutures et sangles: Mettre en place l'orthèse et régler la sangle supérieure, il s'agit de la sangle avec une ouverture visible (zone de la cuisse) et répéter la procédure avec la sangle inférieure (zone du mollet).

NP115 NEOPAIR Cheville croisée / NP114 NEOPAIR Cheville en « 8 »
Mettre en place l'orthèse et fermer les sangles comme le montrent les illustrations.

Entretien du produit - Instructions de lavage:
Avant de laver l'orthèse, fermer tous les velcros et retirer les composants démontables (supports, plaques palmaires, articulations, etc.). Laver à la main. Ne pas utiliser de produits abrasifs, de produits à base d'alcool. Ne pas repasser, ne pas laver à sec. Ne pas exposer l'orthèse à des sources de chaleur telles que poêles, chauffages, radiateurs, lumière directe du soleil.

HR

Indikacije:
NP139 NEOPRPAIR Zavtoreni Steznik za koljeno: bolovi u zgloibu, artritis, artroza, oporavak od ozljede.
NP133 NEOPRPAIR Steznik za koljeno s podstavom / NP137 NEOPRPAIR Steznik za koljeno s podstavom i ulošcima / NP140 – NP141 NEOPRPAIR Steznik za koljeno s podstavom i ulošcima – poliestrični zavoji: bolovi u zgloibu, burzitis, tendinitis, artritis, artroza, patelarne ozljede, ozljede bočnih ligamenata koljena, Osgood-Schlatter, hondromalacija patele, patelarna sublukscija, oporavak od ozljeda, oporavak od operacije.
NP136 NEOPRPAIR Steznik za koljeno s ulošcima i trakama: bolovi u zgloibu, burzitis, tendinitis, artritis, artroza, patelarne ozljede, ozljede bočnih ligamenata koljena, laksa u zgloibu, oporavak od ozljeda, oporavak od operacije.
NP115 NEOPRPAIR Ukršteni Steznik za gležanj / NP114 NEOPRPAIR Steznik za gležanj u "8" sa stabilizatorima: lakša uganuća i sprječavanje uganuća tijekom sportskog vježbanja, tendinitis.

Mjere opreza:

- Liječnik je osoba kompetentna za propisivanje i odlučivanje o trajanju liječenja.
- Preporučuje se da barem prvih postupaka ortoze obavi bilo kvalificiraniji djelatnik (liječnik, ortopedski tehničar, itd.) ili osoba pod njegovim nadzorom.
- Liječenje ortozom mora biti individualno prilagođeno potrebama, namijenjena je samo za jednog pacijenta. Ne smije se koristiti na drugim pacijentima.
- Uvijek je potrebno pridržavati se ovih općenitih uputa za upotrebu i konkretnih indicacija koje je propisao liječnik.
- Kvalificirane osobe mora često provjeravati liječenje.
- Ako se primijedi bilo kakav nuspojava učinak, odmah obavijestite liječnika o tome.
- Potrebno je obavijestiti liječnika ako pacijent boluje od kožnih bolesti ili ako se pojavi bilo kakav oblik nadražitosti kože.
- Liječnik mora voditi računa o mogućoj upotrebi topikalnih krema uz upotrebu ortoze.
- Na mjestima gdje se ortozu oslanja na tijelo, koža ne smije biti ozlijeđena niti nadražena.
- Pravila upotreba ortoze ovise o stanju elemenata od kojih je sastavljena (trake, kopče na čičak, silikonski spojevi, itd.), zbog čega ju treba redovito pregledavati.
- Nemojte dovođivati da se diecia izlaze iz ortoze, jer to može dovesti do ozljeda.
- Redovito čistite proizvod i održavajte pravilnu osobnu higijenu.
- Zdravstveno osoblje koje provodi liječenje može obavijestiti pacijenta je li proizvod ispravan ili ga je potrebno zamijeniti ako se oštećio ili istrošio.
- Nemojte nositi ortozu prilikom tuširanja, kupanja u kadi, itd.

Upute za pravilno postavljanje:
 Tijekom koristenja slijedite savjete zdravstvenog djelatnika koji vam je preporučio i/

većine za svakog pacijenta ili korisnika. Preterana kompresija može uzrokovati netoleranciju, zbog čega savjetujemo prilagođavanje kompresije na optimalnu razinu. Za prilagodbu proizvoda, postavite ga na odgovarajući zglobovi segment tako da bude poravnat ili prilagođen slijedu pokreta mišića. Namjestite proizvod tako da bude prilagođen prirodnoj konfiguraciji i ne izaziva smetnje ili neudobnosti tijekom upotrebe.

NP140 NEOPRAIR Duhovni steznik za koljeno s polivalentnim savijanjem / NP136 NEOPRAIR Steznik za koljeno s ulošcima i trakama: Postavite ortozu i podesite gornju traku koja je ima otvor za prepoznavanje (zona mišića) i ponovite postupak s donjom trakom (zona potkoljenice).

NP115 NEOPRAIR Ukriženi steznik za gležanj / NP114 NEOPRAIR Steznik za gležanj u "8" sa stabilizatorima: Postavite ortozu i zakopčajte trake kako je prikazano na crtežima.

Održavanje proizvoda - upute za pranje:

Pranje pranja proizvoda: sve čišće i izdvojene dijelove koji se dodiruju (obruč, podloške, čeljusti, upravljači, itd.) Prati na ruke. Ne koristiti bjelilo. Ne sušiti u sušilici za rublje. Ne glačati. Ne kemijski čistiti. Nemojte izlagati ortozu izravnim izvorima topline kao što su pećnice, grijalice, radijatori ili izravno sunce.



HU

Javallatok:

NP139 NEOPRAIR Zárt térdőrgőztő: ízületi fájdalom, ízületi gyulladás, artrózis, poszttraumatikus állapotok.

NP133 NEOPRAIR Térdőrgőztő patellagyűrűvel / NP137 NEOPRAIR Térdőrgőztő patellagyűrűvel és aluminizált sínekkel / NP140 –NP141 NEOPRAIR Térdőrgőztő polycentrikus csuklókkal –polycentrikus pólyával: ízületi fájdalom, bursztísz, ingyulladás, ízületi gyulladás, a térdálkás sérülései, oldalsó térdzszalag sérülések, Osgood-Schlatter, kondromalacia patellae, a térdálkás subluxációja, poszttraumatikus állapotok esetén és műtét után.

NP136 NEOPRAIR Térdőrgőztő aluminizált sínekkel és pántokkal: ízületi fájdalom, bursztísz, ingyulladás, ízületi gyulladás, a térdálkás sérülései, oldalsó térdzszalag sérülései, enyhe kapszularis instszalag-instabilitás, poszttraumatikus állapotok esetén és műtét után.

NP115 NEOPRAIR Bokarőgzítő keresztpántokkal / NP114 NEOPRAIR Stabilizáló bokarőgzítő „8”: Enyhe ficamok és ingyuladás esetén, illetve ficamok megelőzésére.

Övintézkedések:

- Az ortézis használatá előtt figyelmenet olvassa el az alábbi utasításokat. Ha kérdése merül fel, keresse fel orvosát vagy az intézményt, ahol az eszközt vásárolta.
- Az ortézis felírására az orvos jogosult, és a kezelés időtartamáról is ő dönt.
- Ajánlott, hogy az ortézis első felhelyezését szakképzett személy (orvos, ortopédiai technikus stb.) végezze vagy vizsgálja felül.
- Bár az ortézis nem egyszeri használatra való, csak egy páciens használhatja. Más pácienseknek használni nem szabad.
- Mindig tartsa be az általános használati utasításokat és kezelőorvosa külön utasításait.
- Az eszköz használatá szakember által rendszeres felügyelést igényel.
- Ha bármilyen mellékhatást észlel, erről azonnal tájékoztassa orvosát.
- Az ortézisörvost tájékoztatni kell, ha a páciens börtörténet észlel vagy valamilyen érzékenységre utal.
- Az orvosnak figyelembe kell venni a helyi használatú krémek esetleges használatát az ortézis használatá mellett.
- A nyomással történő támasztási területéna a bőr nem lehet sérült, sem túlérzékeny.
- Az ortézis megfelelő használatá függ az alkotóelemeinek állapotától (pántok, csipőzárok, szilikon védőpárnák stb.), ezért rendszeresen ellenőrizni kell.
- Nem engedje, hogy gyermekek játszsanak az eszközzel.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket és ügyeljen a megfelelő személyi higiéniára.
- A páciens kezelését nyomom követő egészségügyi dolgozó a páciens részére elhelyezheti a termék alkalmasságát vagy javasolhatja annak lecserélését, ha a termék megrongálódott vagy elkopott.
- Fürdéshez, zuhanyzáshoz, stb. vegye le az ortézist.

Utasítások a helyes felhelyezésre vonatkozóan:
Használat során tartsa be a szakember tanácsait, aki Önnek a terméket ajánlotta és/vagy átadta. Különböző problémák miatt a termék időtartamának növelése érdekében hatékonyabb észlelné érdekében és a termék élettartamának növelése érdekében alapvető fontosságú, hogy a legmegfelelőbb méretet válassza ki a páciens vagy felhasználó. A túlzott támasztási mtiat érzékenység alakulhat ki, ezért azt javasoljuk, hogy a kompressziót az optimális szintnek megfelelően állítsa be. A használatához tanácsot a termék használati útmutatója és a megfelelő orvosi segédanyag tartalmaz. Az az izommegrogásnak megfelelően. A terméket úgy állítsa be a megfelelő helyre, hogy illeszkedjen a test természetes alakjához és használatná ne legyen zavaró vagy kényelmetlen.

NP140 NEOPRAIR Térdőrgőztő polycentrikus csuklós pólyával / NP136 NEOPRAIR Térdőrgőztő aluminizált sínekkel és pántokkal: Helyezze fel az ortézist, és igazítsa el a (comb területén) azonosító nyílással ellátott felső pántot, majd ismétlje meg a műveletet az alsó pánttal (a lábszár területén).

NP115 NEOPRAIR Bokarőgzítő keresztpántokkal / NP114 NEOPRAIR Stabilizáló bokarőgzítő „8”: Helyezze fel az ortézist, a pántokat pedig a rajzoknak megfelelően rögzítse.
A termék karbantartása – Mossási utasítások:
Az ortézis mossa előtől zárja be a tépőzárokat és távolítsa el a levehető részeket (sínék, palmáris támaszok, tagolt részek stb.). Kézél mossa. Hypót ne használjon. Szárítógépben ne szárítsa. Ne vasalja. Kerülje a vegytisztítást. Az ortézist közvetlen hőforrásnak, például kályhá, fűtés vagy radiátor melegeknek és közvetlen napféstnek ne tegye ki.

IT

Indicazioni:

NP139 NEOPRAIR Ginocchiera chiusa: Dolore articolare, artrite, artrite e post-traumatismo.

NP133 NEOPRAIR Ginocchiera con foro rotuleo / NP137 NEOPRAIR Ginocchiera con foro rotuleo e stecche/ NP140 -NP141 NEOPRAIR Ginocchiera con articolazione policentrica - policentrica avvolgente: Dolori articolari, borsite, tendinite, artrite, artrite, lesioni rotulee, lesioni di legamenti laterali del ginocchio, Osgood-Schlatter, condromalacia rotulea, sublussazione patellare, post-traumatismi e post-chirurgia.

NP136 NEOPRAIR Ginocchiera con stecche e cinturini: Dolori articolari, borsite, tendinite, artrite, artrite, lesioni rotulee, lesioni di legamenti laterali del ginocchio, sublussazione patellare, instabilità capsulo-legamentosa lieve, post-traumatismo e post-chirurgia.

NP115 NEOPRAIR Cavigliera incrociata / NP114 NEOPRAIR Cavigliera a “8”
con stabilizzatori: Distorsioni lievi e prevenzione di distorsioni durante l’attività sportiva, tendinite.

Precauzioni:

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l’ortesi. In caso dubbi, consultare il proprio medico o il rivenditore.
- Il medico è la persona che ha le competenze per prescrivere e decidere la durata del trattamento.
- Si consiglia che almeno la prima collocazione dell’ortesi venga eseguita da personale qualificato (medico, tecnico ortopedico, ecc.) o sotto la sua supervisione.
- Anche se l’ortesi non è monouso, deve essere utilizzata da un solo paziente. Non riutilizzare su altri pazienti.
- Si devono rispettare sempre le istruzioni di uso generali e le indicazioni particolari prescritte dal medico.
- Il decorso deve essere monitorato a frequenze regolari dal medico.
- Se si nota qualsiasi effetto collaterale, informare immediatamente il medico.
- Consultare il medico se il paziente mostra reazioni cutanee o qualsiasi tipo di sensibilizzazione.
- Il medico deve considerare il possibile uso di creme per uso topico, unitamente all’uso dell’ortesi.
- Nelle zone di appoggio a maggiore pressione, la pelle non deve essere lesionata né essere irritata.
- L’uso corretto dell’ortesi dipende dalla condizione degli elementi che la costituiscono (cinghie, strappi, cuscinetti in silicone, ecc.) e quindi deve essere controllata con frequenza.
- Non permettere ai bambini di giocare con questo dispositivo.
- Pulire periodicamente il prodotto e mantenerlo in una corretta igiene personale.
- Il personale sanitario che segue il trattamento del paziente può indicare allo stesso l’idoneità del prodotto o una sua eventuale sostituzione, se questo si è deteriorato o usurato.
- Non indossare l’ortesi quando si fa il bagno, la doccia, ecc.

Istruzioni per una collocazione corretta:

Durante i periodi di utilizzo segua i consigli del professionista che lo ha consigliato e/o fornito il prodotto. Per ottenere la massima efficacia terapeutica nelle diverse patologie e prolungare la vita utile del prodotto, è fondamentale regimare correttamente la taglia più adeguata a ogni paziente o utilizzarla con compressione eccessiva può produrre una intolleranza, e quindi consigliamo di regolare la compressione fino al grado ottimale. Per regolare il prodotto, collocarlo sul segmento articolare corrispondente in modo che sia allineato o adattato alle sequenze del movimento muscolare. Sistemare il prodotto in modo che si adatti alla configurazione naturale e che non produca fastidi o disturbi durante l’uso.

NP140 NEOPRAIR Ginocchiera con articolazione policentrica avvolgente / NP136 NEOPRAIR Ginocchiera con stecche e cinturini: Posizionare l’ortesi e regolare il cinturino superiore, identificato da un foro (zona della coscia), e poi ripetere l’operazione nel cinturino inferiore (zona del polpaccio).

NP115 NEOPRAIR Cavigliera incrociata / NP114 NEOPRAIR Cavigliera a “8”
con stabilizzatori: Collocare l’ortesi e chiudere i cinturini come illustrato nei disegni.

Manutenzione del prodotto - Istruzioni di lavaggio:
Prima di lavare il capo chiudere tutti gli strappi e rimuovere i componenti estraibili (cuscinetti, aste palmari, articolazioni, ecc). Lavare a mano. Non utilizzare candeggina. Non asciugare nell’asciugatrice. Non stirare. Non lavare a secco. Non esporre l’ortesi a fonti di calore dirette come stufe, caloriferi, radiatori, raggi solari diretti, ecc.

NL

Indicaties:

NP139 NEOPRAIR Gesloten kniebandage: Gewrichtspijn, artritis, artrose, post-traumatische letsels.

NP133 NEOPRAIR Kniebandage met open patella / NP137 NEOPRAIR Kniebandage met open patella en spalken / NP140 -141 NEOPRAIR Kniebandage met polycentrische scharnieren - Kniebandage met wrapsysteem en polycentrische scharnieren: Gewrichtspijn, bursitis, tendinitis, artritis, artrose, letsels aan de knieschijf, letsels aan de laterale ligamenten van de knie, Osgood-Schlatter, chondromalacia aan de knieschijf, patellaire subluxatie, posttraumatische letsels, post-operatieve verzorging.

NP136 NEOPRAIR Kniebandage met spalken en riempjes: Gewrichtspijn, bursitis, tendinitis, artritis, artrose, letsels aan de knieschijf, letsels aan de laterale ligamenten van de knie, lichte instabiliteit van de capsulaire ligamenten, posttraumatische letsels, post-operatieve verzorging.

NP115 NEOPRAIR Gekruidse enkelbandage / NP114 NEOPRAIR Enkelbandage met achttvormig wrapsysteem en stabilisatoren: Lichte verstuingen en preventie van verstuingen tijdens het sporten, tendinitis.

Waarschuwingen:

- Lees zorgvuldig deze instructies voordat u de orthese gebruikt. Raadpleeg bij vragen uw arts of de winkel waar u het product gekocht hebt.
- De arts is de persoon die bevoegd is om de duur van de behandeling te bepalen en voor te schrijven.
- Het wordt aanbevolen om minstens bij het eerste gebruik de orthese door een gekwalificeerde persoon te laten plaatsen (arts, orthopedist, enz.) of onder toezicht.
- De orthese is niet bedoeld voor eenmalig gebruik maar wel voor één enkele patiënt. Gebruik de orthese nooit op andere patiënten.
- Volg altijd de algemene gebruiksinstructies en de instructies van uw zorgverlener.
- De zorgverlener dient regelmatig het gebruik van de orthese op te volgen.
- Als u een nenverwiking opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw zorgverlener.
- De zorgverlener moet op de hoogte worden gesteld van mogelijke huidaandoeningen of tekenen van gevoeligheid bij de patiënt.
- De zorgverlener moet rekening houden met het mogelijke gebruik van crèmes in combinatie met de orthese.
- In de zones waar de orthese op de huid drukt, mag de huid geen wonden vertonen of overgevoelig zijn.
- De efficiëntie van de orthese hangt af van de toestand van de onderdelen (riempjes, klittenbanden, silicone kussentjes, enz.), controleer ze daarom regelmatig.
- Laat kinderen niet met de orthese spelen.
- Kan geluiden optreden die orthese schoon en volg goede hygiënische praktijken.
- Wanneer de orthese versleten of in slechte toestand is, zal de zorgverlener die de behandeling van de patiënt opvolgt beslissen of het product al dan niet moet worden vervangen.
- Verwijder de orthese voordat u een bad of douche neemt.

Instructies voor een correcte plaatsing:

Volg de instructies van de zorgverlener die u het product heeft aanbevolen en/ of voorgeschreven. Om een optimaal effect van de behandeling en een maximale levensduur van het product te garanderen, is het van cruciaal belang om de juiste maat voor elke patiënt te kiezen. Overmatige compressie kan leiden tot intolerantie. Daarom is het belangrijk dat u een optimale compressie te gebruiken. Plaats het product zo op het desbetreffende gewricht, dat het overeenkomt met de effecten van de spierbeweging. Pas het product aan zodat het overeenkomt met de natuurlijke configuratie en geen hinder of ongemak veroorzaakt.

NP140 NEOPRAIR Kniebandage met wrapsysteem en polycentrische scharnieren/ NP136 NEOPRAIR Kniebandage met spalken en riempjes: Plaats de orthese en maak het bovenste riempje vast, hetgeen vermeld met een klein gaatje (gedeelte van de bovenbeen) en herhaal deze stap met het onderste riempje (gedeelte van de kuitenbeen).

NP115 NEOPRAIR Gekruidse enkelbandage / NP114 NEOPRAIR Enkelbandage met achttvormig wrapsysteem en stabilisatoren: Plaats de orthese en sluit de riempjes zoals vermeld op de afbeeldingen.

Onderhoud van het product wasinstructies:

Voor het wassen, doe al de klittenbanden dicht en haal de verwijderbare onderdelen (spalken, handpalmsteunen, scharnieren enz.) uit de bandage. Met de hand wassen. Geen bleekwater gebruiken. Niet drogen in trommeldroger. Niet strijken. Niet chemisch reinigen. Laat de orthese niet drogen dichtbij directe warmtebronnen zoals kachels, verwarmingen, radiatoren, direct zonlicht.

PL

Wskazania:

NP139 NEOPRAIR Zamknięta ortęza stawu kolanowego: Dolegliwości bólowe, zapalenie i choroeba zwyrodnieniowa stawów oraz leczenie pourazowe.

NP133 NEOPRAIR Oręza stawu kolanowego z pierścieniem stabilizującym / NP137 NEOPRAIR Oręza stawu kolanowego z pierścieniem stabilizującym i stalkami/ NP140 –NP141 NEOPRAIR Oręza stawu kolanowego z przegubami policentrycznymi - Otwarta ortęza stawu kolanowego z przegubami policentrycznymi: Ból stawów, zapalenie torebki stawowej i ścięgna, zapalenie i choroeba zwyrodnieniowa stawów, urazy rzepki, kontuzje więzadeł pobocznych stawu kolanowego, choroeba Osgood-Schlattera, chondromalacja podwichnięcie rzepki, leczenie pourazowe i pooperacyjne.

NP136 NEOPRAIR Oręza stawu kolanowego ze stalkami i taśmami dociągowymi: Ból stawów, zapalenie torebki stawowej i ścięgna, zapalenie i choroeba zwyrodnieniowa stawów, urazy rzepki, kontuzje więzadeł pobocznych stawu kolanowego, lekka niestabilność torebkowo-więzadłowa, leczenie pourazowe i pooperacyjne.

NP115 NEOPRAIR Oręza ośmkołowa stawu kolanowego / NP114 NEOPRAIR Oręza stawu kolanowego typu ośmkoła ze stabilizacją boczną: Lekkie uszkodzenia stawu kolanowego i profilaktyka zabezpieczenia podczas uprawiania sportu, zapalenie ścięgna.

Zalecenia:

- Przed przystąpieniem do jej użytkowania nale y uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultować się z lekarzem lub punktem sprzedaży, w którym nabyto produkt.
- Decyzję w sprawie zlecenia i czasu stosowania ortęzy podejmuje lekarz.
- Wskazane jest, aby przynajmniej na raz pierwszy założenie ortęzy wykonane zostało przez wykwalifikowany personel (lekarza, technika ortopedycznego, itp.) lub pod jego nadzorem.
- Jest ona przeznaczona wyłącznie dla jednej osoby i nie powinna być ponownie stosowana w odniesieniu do innych pacjentów.
- Wskazania lekarza specjalisty oraz ogólne zalecenia dotyczącej ortęzy i jej użytkowania powinny być zawsze przestrzegane.
- Istotne jest regularne kontrolowanie postępów leczenia przez lekarza prowadzącego.
- W przypadku powojenia się skutków ubocznych, zmian w leczeniu i lekarzowi.
- Powinien on być także informowany o wystąpieniu zmian skórnych i wszelkiego rodzaju uczuleniach.
- Istotne jest wykluczenie przez lekarza możliwości używania kremów przeznaczonych do stosowania miejscowego podczas korzystania z ortęzy.
- Skóra nie powinna być uszkodzona ani nadrażniana w miejscach podparcia narażonych na nacisk.
- Należy systematycznie sprawdzać, w jakim stanie znajdują się wychodzące w skład ortęzy elementy (taśmy dociągowe, rzepy, wkładki silikonowe, itp.), od nich bowiem zależy jej prawidłowe działanie.
- W żadnym wypadku nie powinny się nią bawić dzieci.
- Należy regularnie czyścić ortęzę i dbać o właściwą higienę osobistą.
- Kontrolujący postępy leczenia personel medyczny może poinformować pacjenta, że stosowanie przez niego produkt znajduje się w naszym systemie i być alinait są jego wymiana ze względu na ewentualne uszkodzenie lub zużycie.
- Niedopuszczalne jest stosowanie ortęzy podczas kąpieeli, pod prysznicem, itp.

Zalecenia dotyczące prawidłowego dopasowania:

Korzystanie z niej i/lub ją udostępnić. Aby zapewnić większą skuteczność terapeutyczną w odniesieniu do różnych chorób i wydużyć trwałość użytkową produktu, niezwykle istotne jest dobranie rozmiaru, który będzie najodpowiedniejszy dla danego pacjenta lub użytkownika. Ponieważ nadmierny ucisk może powodować objawy nietolerancji skóry, zalecamy optymalne wyregulowanie stopnia kompresji. Oręzy należy założyć na odpowiednim segmencie ciała w taki sposób, aby zapewnić jej właściwe ustawienie i dostosowanie do sekwencji ruchu mięśni. Istotne jest przy tym, aby została ona dopasowana do naturalnej budowy anatomicznej i nie powodowała nieprzyjemnych odczuć czy niewygody w czasie użytkowania.

NP140 NEOPRAIR Otwarta ortęza stawu kolanowego z przegubami policentrycznymi: Założyć ortęzę i dokonać regulacji górnej taśmy dociągowej z charakterystycznym otworem (wskazującym część udową), a następnie powtórzyć tę samą czynność w odniesieniu do taśmy dolnej (część podudziową).

NP115 NEOPRAIR Oręza ośmkołowa stawu kolanowego / NP114 NEOPRAIR Oręza stawu kolanowego typu ośmkoła ze stabilizacją boczną: Założyć ortęzę i dokonać zapięcia taśm dociągowych w sposób ukazany na rysunkach.

Pielęgnacja ortęzy - zalecenia dotyczące czyszczenia:

Przed myciem materiału, należy zapisać wszystkie rzepy i usunąć elementy, które mogą wyjść (stalki, szyny dławionie, przeguby, itp.). Prać w rękach. Nie stosować wybielaczy. Nie suszyć w suszarkę bębnową. Nie prasować. Nie prać chemicznie. Nie należy wystawiać ortęzy na bezpośrednie działanie źródeł ciepła (piecyków, grzejników, kaloryferów, promieniowania słonecznego, itp.).

PT

Indicações:

NP139 NEOPRAIR Joelheira fechada: Dor articular, artrite, artrose, pós-traumatisms, tendinite.

NP133 NEOPRAIR Joelheira com rodete / NP137 NEOPRAIR Joelheira com rodete e varetas / NP140 –NP141 NEOPRAIR Joelheira com articulação policêntrica - policêntrica envolvente: Dor articular, bursite, tendinite, artrite, artrose, lesões rotulianas, lesões de ligamentos laterais de joelho, síndrome de Osgood-Schlatter, condromalacia patelar, subluxação patelar, pós-traumatisms, pós-cirurgia.

NP136 NEOPRAIR Joelheira com varetas e correias: Dor articular, bursite, tendinite, artrite, artrose, lesões rotulianas, lesões de ligamentos laterais de joelho, instabilidade capsuloligamentar leve, pós-traumatisms, pós-cirurgia.

NP115 NEOPRAIR Krysset ankelbeskyttelse/ NP114 NEOPRAIR Ankelbeskyttelse “8”
med stabilisatorer: Lette forstuinger og forebygging av forstuinger under trening, tendinit.

Forsiktighetsregler:

- Les forsiktighetsregler nøye før du bruker ortesen. Hvis du er i tvil om noe, kontakt legen eller butikken hvor du har anskaffet den.
- Det er bare legen som har fakultet til å foreskrive og besteme varigheten på behandlingen.
- Det anbefales at i det minste den første plasseringen av ortosen blir utført av kvalifisert personell (lege, ortoped, osv.) eller under tilsyn.
- Selv om ortosen ikke er til engangsbruk, er den bare til én bruker. Bruk ikke om igjen på andre pasienter.
- Følg alltid bruksanvisningen og de spesielle anvisningene som du får av legen din.
- Behandlingen skal kontrolleres regelmessig av legen.
- Hvis du opplever bivirkninger, oppsøk lege raskt.
- Legge skal oppsøkes hvis pasienten lider av hudaffeksjoner, eller det forekommer en form for sensibilisering.
- Legen bør ta hensyn til mulig topisk bruk av kremer sammen med anvendelse av ortosen.
- I soner for støtte med trykk skal huden ikke være skadet eller overfølsom.
- Riktig bruk av ortsen er avhengig av tilstanden til elementene som utgjør den (bånd, borrelåser, silikonputer, osv.), derfor bør den kontrolleres med jevne mellomrom.
- Ikke la barn leke med dette hjelpemiddel.
- Pulire periodiskent il produktet og sørg for riktig personlig hygiene.
- Helsepersonell som er ansvarlig for oppfølgingen av behandlingen av pasienten, kan avgjøre om produktet er brukelig eller om det er nødvendig å bytte det ut hvis produktet er forringet eller utslitt.
- Ikke bruk ortsen ved bading, dusjing, etc.

Anvisninger for riktig plassering:

Du bør følge rådene fra fagspersoner som har anbefalt og/eller gitt deg produktet når du tar det i bruk. For oppnå høyeste grad av terapeutisk effekt for de ulike sykdommene og forlengre produktets levetid, er rett valg av størrelse tilpasst hver enkelt pasient eller bruker grunnleggende. Overdreven kompresjon kan føre til intoleranse, så vi anbefaler at komprimeringen reguleres inntil optimal grad oppnås. For å tilpasse produktet skal det plasseres i det tilsvarende ledsegmentet slik at det er rettet inn eller justert til sekvensene i muskelbevegelsen. Juster produktet slik at det er tilpasset de naturlige omgivelsene i ikke forårsaker ubehag eller ulempver ved bruk.

NP140 NEOPRAIR Knebeshyttelse med omsluttende polysentrisk ledd/ NP136 NEOPRAIR Knebeshyttelse med stropper og remmer: Plasser ortosen og juster den øvre remmen, den som har et identifiserende hull (lårrområde) og gjenta det samme med den nedre remmen (legrområde).

NP115 NEOPRAIR Krysset ankelbeskyttelse/ NP114 NEOPRAIR Ankelbeskyttelse “8”
med stabilisatorer: Plasser ortosen og lukk remmene i følge tegningene.

Vedlikehold av produktet – vaskeanvisninger:

Før du vasker plagget bør du lukke alle borrelåsene og ta ut de avtagbare delene (stropper, overlær håndflate, ledeler, osv.). Vask for hånd. Bruk ikke klor. Skal ikke tørkes i tørketrommel. Må ikke strykes. Skal ikke tørrenes. Ikke utsett ortosen for direkte varmekilder som peis, varmeovner, radiatorer, direkte sollys.

RO

Indicații:

NP139 NEOPRAIR Genunchieră închisă: Dureri articulare, artrită, artroză, politraumatisme.

NP133 NEOPRAIR Genunchieră cu suport rotulă / NP137 NEOPRAIR Genunchieră cu suport rotulă și atele / NP140 –NP141 NEOPRAIR Genunchieră cu articulație policentrică - policentrică înfășurătoare: Dureri articulare, bursită, tendinită, artrită, artroză, leziuni ale rotulei, ale ligamentelor laterale ale genunchiului, Osgood-Schlatter, condromalacie rotuliană, subluxație patelară, posttraumatisme, postchirurgie.

NP136 NEOPRAIR Genunchieră cu atele și benzi: Dureri articulare, bursită, tendinită, artrită, artroză, leziuni ale rotulei, ale ligamentelor laterale ale genunchiului, instabilitate capsulo-ligamentară ușoară, posttraumatisme, postchirurgie.

NP115 NEOPRAIR Glezniară încrucișată / NP114 NEOPRAIR Glezniară în „8”
cu stabilizatori: Entorse ușoare și prevenirea entorselor în timpul practicării sportului, tendinită.

Precauții:

- Țițiți cu atenție prezentele instrucțiuni înainte de folosirea ortezei. Pentru orice nelămurire consultați medicul sau personalul din magazinul de la care ați cumpărat-o.
- Centura poate fi prescrisă numai de un doctor, care va stabili și durata tratamentului.
- Se recomandă ca orteza să fie pusă doar de către personal calificat cel puțin prima dată (medic, ortoped etc.) sau sub supravegherea acestuia.
- Deși orteza nu este de unică folosință, este destinată unei singure persoane. A nu se folosi pentru alți pacienți.
- Trebuie respectate întotdeauna instrucțiunile de utilizare generale și indicațiile personale date de medic.
- Trebuie efectuate controale medicale periodice.
- Dați să observați vreun efect secundar anunțat imediat medicul.
- Trebuie informat imediat medicul dacă pacientul suferă afecțiuni cutanate sau apare ocel de sensibilizare.
- Medicul trebuie să țină cont de posibila utilizare a cremelor topice împreună cu orteza.
- Pielea nu trebuie să aibă leziuni sau să fie hipersensibilă în zonele de sprijin cu presiune.
- Una foloșire a ortezei depinde de starea componentelor acesteia (benzi, atele etc), de aceea trebuie verificată periodic.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Curățați periodic produsul și mențineți igiena personală.
- Personalul sanitar care se ocupă cu controlul pacientului îi poate indica acestuia dacă produsul este în bună stare sau trebuie înlocuit, în cazul deteriorării sau uzării.
- A nu se utiliza orteza în baie, saună, dus, etc.

Instrucții pentru aplicarea corectă:

În timpul utilizării respectați sfaturile medicului care v-a recomandat și/sau văndut produsul. Pentru a obține cea mai mare eficiență terapeutică în diferite patologii și a prelungi durata de viață a produsului este esențial să se aleagă mărimea adecvată pentru fiecare pacient sau utilizator. O compresie excesivă poate produce intoleranță, de aceea recomandăm reglarea compresiei la un grad optim. Pentru a adapta produsul, reglarea trebuie făcută în funcție de dimensiunile corpului pacientului și de greutatea acestuia, astfel încât să fie adaptată la configurația naturală și să nu cauzeze neplăceri sau să fie incomod de purtat.

NP140 NEOPRAIR Otvartá ortéza stawu kolanowego z przegubami policentrycznymi: Założyć ortęzę i dokonać regulacji górnej taśmy dociągowej z charakterystycznym otworem (wskazującym część udową), a następnie powtórzyć tę samą czynność w odniesieniu do taśmy dolnej (część podudziową).

NP115 NEOPRAIR Oręza ośmkołowa stawu kolanowego / NP114 NEOPRAIR Oręza stawu kolanowego typu ośmkoła ze stabilizacją boczną: Założyć ortęzę i dokonać zapięcia taśm dociągowych w sposób ukazany na rysunkach.

Înținerea produsului - instrucțiuni de spălare:
Înainte de a spăla partea textilă închideți toate velcroulre și scoateți componentele demontabile (atele, suporturi pentru palme, articulații etc.). A se spăla cu mâna. Nu folosiți înalbitori. Nu ușați în uscător. Nu călcați. Nu spălați uscat. Nu expuneți orteza la surse directe de căldură, cum ar fi sobe, calorifere, radiatoare, raze solare directe.

RU

Показания:

NP139 NEOPRAIR Закрытый наколенник: Боль в суставах, артрит, артроз, посттравматическое состояние.

NP133 NEOPRAIR Наколенник с отверстием / NP137 NEOPRAIR Наколенник с отверстием и ремнями / NP140 –NP141 NEOPRAIR Наколенник с полицентричным шарниром - полицентричный охватывающий: Боль в суставах, бурсит, тендинит, артрит, артроз, травмы колена, повреждение боковых связок колена, болезнь Оsgood-Schlatter, хондромалия коленной чашечки, подвывих колена, посттравматическое и послеоперационное состояние.

NP136 Наколенник с лентами и ремнями: Боль в суставах, бурсит, тендинит, артрит, артроз, травмы колена, повреждение боковых связок колена, небольшая хроническая нестабильность, посттравматическое и послеоперационное состояние.

NP115 NEOPRAIR Бандаж на голеностопный сустав с перекрещиванием / NP114 NEOPRAIR Бандаж на голеностопный сустав с застежкой в виде 8, со стабилизаторами: Незначительные растяжения и профилактическое применение во время занятий спортом, тендинит.

Меры предосторожности:

- Внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием ортеза. В случае сомнений обратитесь к врачу или в магазин, где вы приобрели изделие.
- Вран является специалистом, который назначает и определяет продолжительность лечения.
- Рекомендуется, чтобы по крайней мере первое надевание ортеза выполнялось квалифицированным персоналом (врачом, ортопедом и т. д.), либо под его наблюдением.
- Несмотря на то, что ортез не является продуктом одnorазового пользования, он предназначен для одного конкретного пациента. Не применять для других пациентов.
- Необходимо всегда следовать общим инструкциям для пользования и особым указаниям, предписанным врачом.
- Вран должен регулярно проводить проверку использования изделия.
- Если вы заметили какие-либо побочные эффекты, то об этом следует немедленно сообщить врачу.
- При появлении повреждений на коже или повышении чувствительности необходимо сообщить об этом врачу.
- Вран должен принимать в расчет возможное использование пациентом кремов наружного действия при ношении ортеза.
- В местах опорного давления не должно наблюдаться повышенной чувствительности кожи или раздражения.
- Правильность использования ортеза зависит от состояния формирующих его элементов (ремни, застежки-липучки Велькро, силиконовые подушечки и т.д.), поэтому его необходимо регулярно проверять.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Следует регулярно очищать изделие и поддерживать личную гигиену.
- Медицинский персонал, который контролирует состояние пациента, может определить пригодность изделия или указать на необходимость его замены, если ортез поврежден или изношен.
- Снимать ортез на время приятия ванны или душа.

Инструкции для правильного надевания:

В периоды использования следуйте рекомендациям специалиста, который порекомендовал и / или выдал вам изделие. Чтобы добиться максимальной терапевтической эффективности при различных патологиях и продлить срок службы продукта, важно выбрать правильный размер для каждого пациента или пользователя. Чрезмерное сжатие может привести к непереносимости, поэтому мы рекомендуем регулировать степень сжатия в соответствии с индивидуальной конфигурацией тела пациента. Изделие следует надевать на соответствующий суставной сегмент таким образом, чтобы он был выровнен или отрегулирован в связи последовательностью движения мышц. Отрегулируйте изделие, чтобы адаптировать его к естественной конфигурации сустава и обеспечить максимальную поддержку и стабилизацию при его использовании.

NP140 NEOPRAIR Наколенник с полицентричным шарниром, охватывающий / NP136 NEOPRAIR Наколенник с лентами и ремнями: Наденьте ортез и отрегулируйте верхний ремень, который имеет