



ZIPPIE SALSA

A NOSSA GAMA DE
CADEIRAS DE RODAS
ELÉTRICAS PARA
CRIANÇAS

MOBILIDADE ELÉTRICA PARA OS MAIS NOVOS



As cadeiras de rodas elétricas pediátricas ZIPPIE são as companheiras na busca de aventuras. Robustas, compactas e fáceis de conduzir. Com elementos ajustáveis para acompanhar o crescimento da criança, múltiplas opções elétricas e um sistema de controlo capaz de interagir com o meio que as rodeia. A energia que precisam os mais pequenos para melhorar a sua autonomia, tanto dentro como fora de casa.



ZIPPIE *SALSA M²*

// A cadeira elétrica pediátrica com tração central. Manobrabilidade no interior e condução suave em terrenos irregulares.



ZIPPIE *SALSA M²*

// Com uma largura total de apenas 52 cm!
A cadeira elétrica pediátrica com tração central mais compacta.



ZIPPIE *SALSA R²*

// Robusta e potente. A cadeira elétrica pediátrica com tração traseira ideal para o exterior.



ZIPPIE **SALSA M²**

Suspensão independente nas 6 rodas e tecnologia anti balanço. A cadeira elétrica pediátrica com tração central Zippie Salsa M2 oferece manobrabilidade em espaços interiores e uma condução suave em terrenos irregulares.

A cadeira de rodas elétrica ZIPPIE Salsa M2 oferece a melhor manobrabilidade em espaços interiores. Graças à sua tecnologia e à tração central, bem como as dimensões compactas da base, consegue-se um raio de giro reduzido (67 cm), o que permite à criança mover-se perfeitamente em espaços pequenos e uma altura mínima de assento ao chão, para melhor acesso às mesas. Mas não é tudo. ZIPPIE Salsa M2 proporciona além disso um grande rendimento no exterior. O seu incrível sistema de suspensão proporciona uma condução muito suave e estável, inclusive em terrenos irregulares ou subidas, superando passeios até 7 cm.

ÁGIL. COMPACTA. AJUSTÁVEL

// AJUSTÁVEL AO CRESCIMENTO

A unidade de assento é totalmente ajustável em largura e profundidade para se adaptar ao crescimento da criança.

// ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO

Com uma altura muito reduzida de apenas 40 cm desde a base do assento (sem módulos), e ajustável para se adaptar a qualquer mesa de trabalho ou de brincadeiras.

// ANTI-BALANÇO E SUSPENSÃO

O sistema anti balanço da base oferece estabilidade, minimizando os movimentos do corpo da criança e aumentando, por isso, a sua segurança.



// 4 CORES DE ESTRUTURA

Azul, vermelho, branco ou preto mate.



ZIPPIE

SALSA M2 Mini

Diga adeus aos problemas de espaço sem renunciar ao rendimento no interior.

Com uma largura total de apenas 52 cm, Zippie Salsa M2 Mini é a cadeira elétrica pediátrica com tração central mais compacta!

Esta cadeira oferece uma incrível manobrabilidade no interior e entre espaços estreitos como portas ou elevadores, graças à sua base de apenas 52 cm de largura e ao reduzido raio de giro proporcionado pela tração central (apenas 52 cm com apoio de pés a 90°).

Por ser compacta não significa que se tenha que renunciar ao rendimento. Zippie Salsa M2 Mini utiliza a mesma base que a Zippie Salsa M2 (apenas mais estreita), conservando assim todas as prestações desse modelo: tecnologia anti balanço, assento multi ajustável, suspensão nas 6 rodas...



A TRACÇÃO CENTRAL MAIS COMPACTA

// AJUSTÁVEL AO CRESCIMENTO

A unidade de assento é totalmente ajustável em largura e profundidade para se adaptar ao crescimento da criança.

// ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO

Com uma altura muito reduzida de apenas 40 cm desde a base do assento (sem módulos), e ajustável para se adaptar a qualquer mesa de trabalho ou de brincadeiras.

// ANTI-BALANÇO E SUSPENSÃO

O sistema anti balanço da base oferece estabilidade, minimizando os movimentos do corpo da criança e aumentando, por isso, a sua segurança.



Apenas
52 cm

// BATERIAS DE 41 AMP

Com velocidade de 6 km/h
(10 km/h e 3,2 km/h opcionais)



// 4 CORES DE ESTRUTURA

Azul, vermelho, branco ou preto mate.



ZIPPIE **SALSA R²**

Robusta e potente. A cadeira elétrica pediátrica com tração traseira ideal para o exterior.

Graças aos seus potentes motores, e à sua base com baterias de 60 Amp e rodas de grandes dimensões, a cadeira de rodas elétrica pediátrica ZIPPIE Salsa R2 garante um grande rendimento no exterior. Além disso, tem umas dimensões compactas, o que permite à criança passar pelas portas estreitas e mover-se com facilidade entre o mobiliário doméstico. Com uma largura mínima de 60 cm (com rodas de 12,5") e de 62 cm (com rodas de 14"), e uma altura reduzida do assento ao chão para melhor acesso às mesas.

UM MUNDO POR DESCOBRIR



// SUSPENSÃO

Suspensão ajustável para uma condução mais cómoda



// AJUSTÁVEL AO CRESCIMENTO

A unidade de assento é totalmente ajustável em largura e profundidade para se adaptar ao crescimento da criança.



// BASE MODERNA E COMPACTA

Disponível em 3 cores: azul, vermelho e branco.

// RODAS DE GRANDES DIMENSÕES

Rodas dianteiras de 9" e traseiras de 12,5 ou 14" para se mover com facilidade em todos os terrenos.

// MOTORES DE 6 OU 10 KM/H

Potentes motores de 6 km/h ou de 10 km/h opcionais, de 2 ou 4 polos.



UNIDADE DE ASSENTO AJUSTÁVEL

O assento da Zippie Salsa é totalmente ajustável em largura e profundidade, para se poder adaptar a cadeira ao crescimento da criança. Também se podem regular: a altura e longitude dos apoios de braços, o ângulo do assento e a altura e ângulo do encosto. Graças ao desenho especial da base sólida, tem ainda a possibilidade de se instalar Jay ou outros sistemas assento. Tudo isto, sem esquecer uma amplíssima gama de opções e acessórios para se conseguir uma funcionalidade e conforto à medida da criança: elevação e basculação, apoio de cabeça, luzes e piscas, mesa-tabuleiro abatível...

Mesa-tabuleiro abatível e extraível (opcional)



Apoios de braços abatíveis standard que facilitam o acesso.



Módulo de elevação e basculação elétrica opcional, com ajuste do centro de gravidade.



Assento e encosto Comfort opcional para maior conforto e suporte postural.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ZIPPIE SALSA M2 / ZIPPIE SALSA M2 Mini / ZIPPIE SALSA R2 // CADEIRAS DE RODAS ELÉTRICAS PEDIÁTRICAS

Peso máx. utilizador:	75 kg	Velocidade máx.:	6 km/h (10 km/h opcional)
Largura do assento:	Ajustável de 30 a 40 cm (em incrementos de 2 cm)	Baterias:	Salsa M2: 60 Ah Salsa M2 Mini: 41 Ah Salsa R2: 60 Ah (80 Ah opcionais)
Profundidade do assento:	Ajustável de 30 a 40 cm (em incrementos de 2 cm)		
Altura do assento:	Salsa M2 e Salsa M2 Mini: desde 40 cm Salsa R2: desde 41,5 cm	Eletrónica:	VR2 standard, R-Net opcional
Basculação do assento:	Manual: 0°, 3°, 6°, 9° Elétrica opcional: 0° a 30° / -5° a 25°	Raio de giro	Salsa M2: 67 cm (com apoios de pés a 90°) Salsa M2 Mini: 52 cm (com apoios de pés a 90°) Salsa R2: 91 cm (com apoios de pés a 90°)
Altura do encosto:	41 cm (± 2,5 cm)	Subida máx de segurança:	8° (14%)
Reclinação do encosto:	Manual: -4° a 16° Elétrica opcional: 0° a 30°	Passeios:	Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 7 cm Salsa R2: 10 cm
Largura total:	Salsa M2: 61 cm Salsa M2 Mini: 52 cm Salsa R2: 62 cm (rodas 14") / 60 cm (rodas 12,5")	Rodas:	Salsa M2 e Salsa M2 Mini: centrais de 13", dianteiras e traseiras 7" Salsa R2: traseiras de 12,5" ou 14"; dianteiras de 9"
Longitude total:	Salsa M2: 112 cm (com apoios de pés a 90°) Salsa M2 Mini: 100 cm (com apoios de pés a 90°) Salsa R2: 107 cm (com apoios de pés a 90°)	Cor da base:	Salsa M2 e Salsa M2 Mini: Vermelho, Azul, Branco, Preto mate Salsa R2: Vermelho, Azul, Branco
Altura total:	Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 92,5 cm Salsa R2: 94,5 cm	Peso de la silla:	Salsa M2 Mini: Desde 97 kg (com baterias) Salsa M2 y Salsa R2: Desde 120 kg (com baterias)
		Crash tested:	Sim (aprovadas para o transporte em veículos conforme ISO 7176-19)

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm



Para mais informações sobre opções e configurações, por favor consulte o formulário de encomenda. Os nossos produtos estão em contante processo de desenvolvimento, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o design dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

