



scalacombi® eco



Para subir escadas de uma forma
mais simples e segura



O novo **scalacombi eco** permite subir escadas de forma rápida e segura. Este dispositivo é a ajuda ideal para que pessoas idosas ou com mobilidade reduzida possam subir escadas retas ou em espiral, em casa ou em qualquer lugar público. Usar o **scalacombi eco** não requer nenhum tipo de instalação ou adaptação. Graças ao seu design moderno e ergonómico, é uma ferramenta prática e fácil de manusear com toda a segurança.



Fácil de utilizar

O mecanismo trepador eléctrico permite ao **scalacombi eco** trepar a grande maioria de escadas, estreitas ou em espiral. Dois travões de segurança travam o **scalacombi eco** no rebordo de cada degrau. O esforço para o acompanhante é mínimo graças ao sistema patenteado Soft-Step.

Fácil de transportar

Desmontável em várias partes, pode ser colocado na mala do automóvel para usar onde necessitar, seja no exterior ou interior de casa.

Características



scalacombi eco ideal para transporte

Desmonta-se em elementos compactos e leves que cabem na mala de qualquer carro.



Punhos

Ergonómicos para um máximo conforto e uma boa preensão.



Botão de direcção

De muito fácil acesso e compreensão. Para subir e baixar escadas sem engano no sentido.



Punhos reguláveis em altura

Os punhos são reguláveis em altura em 3 posições, e são de fácil extração.



Mecanismo de subida e descida elétrico

Compatível com qualquer tipo de escadaria sem as danificar. O sistema patenteado Soft-step garante um movimento suave e aumenta o conforto.



Unidade motorizada

Botão on/off com aviso visual (led multicolorido) e sonoro. Equipado com sistema anti-roubo através de íman.

Dados técnicos ¹

Para mais informação pré-venta sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Velocidade	Autonomia	Capacidade da bateria	Max. inclinação	Peso total	Peso max. utilizador
12 degraus / minuto	200 degraus	24V/3.4 Ah	200 mm	31 kg (unidade condução 20 kg)	120 kg



1. Todas as medidas indicadas neste folheto são indicativas, sujeitas a alterações e dizem respeito à configuração standard do produto. Em caso de dúvida, contacte o vosso revendedor ou o serviço a clientes Invacare.