

# NON-TOUCH

## Termómetro Infravermelho

### JPD-FR202





1S

Leitura em 1 s

**JPD-FR202** O termômetro infravermelho mede a temperatura corporal com base na energia infravermelha emitida pela testa. Os usuários podem obter rapidamente os resultados das medições após posicionar adequadamente a sonda de temperatura na testa.

### DESTAQUES



### Aviso de febre



### Seguro & Higiênico

### Multiplo uso

### 20 memórias





## ECRÃ



## GUIA RÁPIDO

1. Afaste o cabelo
2. Remova o suor
3. Posicione ao centro (1-3cm)



## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Bolsa de transporte x 1                      x 2 pilhas AAA  
Manual do utilizador x 1



## ESPECIFICAÇÃO

Ecrã	HD LCD
Faixa de medição e precisão	
Modo testa	34.9-42.2° (± 0.2°C / 94.8-108.0°F ± 0.4°F)
Modo objeto	0-100.0°C ± 1.0°C / 32-212.0°F ± 2.0°F
Armazenamento memória	20 medições
Unidades de temperatura	C/°F ajustável
Função de auto desligamento	10s ± 1s
Pilhas	AAAx2