

CONJUNTO CABECEIRAS

REFERÊNCIAS

10.AC.1053.W/Y/Z e outras variantes – 10.AC.1054– 10.AC.1055 – 10.AC.1065 – 10.AC.1067 – 10.AC.1070 – 10.AC.1078 – 10.AC.1079 – 10.AC.1080 – 10.AC.1081 – 10.AC.1082 – 10.AC.1084 – 10.AC.1085 – 10.AC.1086 – 10.AC.1087 – 10.AC.1088 – 10.AC.1089 – 10.AC.1091 – 10.AC.1092 – 10.AC.1093.

FIM A QUE SE DESTINA

Acessório para incorporar na cama destinado a resguardar o paciente à cabeceira e aos pés.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- . As cabeceiras são 2 estruturas situadas uma à cabeça e outra aos pés do leito, para os estrados standard da JMS. Para outras dimensões de estrado consultar a JMS.
- . Estrutura MDF/ Termolaminado cor faia com acabamento verniz Ref.^a 10.AC.1054/5 /70/7/8/9/80/1/2/6/7/8/92.
- . Estrutura melamina de faia com diversas possibilidades de acabamentos. Ref.^a AC.1067 /53/W/Y/Z/84/5/89.
- . Aro estrutura tubo Ø35x1,5mm ST-34-2 pintado a epoxy, Ref.^a 10.AC.1088.
- . Aro estrutura tubo Ø35x1,5mm inox AISI 304, Ref.^a 10.AC.1087.
- . A fixação das cabeceiras é efetuada (consoante o modelo) nos topos do leito na estrutura do suporte de estrado diretamente ou através de pequenos suportes do tipo T (10.AC.1083) ou tipo h (10.AC.1064).

ACESSÓRIOS:

- . Não aplicável.

DIMENSÕES: (comprimento x largura x altura)



As dimensões das cabeceiras/peseiras dependem da referência, sendo aplicáveis aos estrados standard da JMS.

PESO:



Conforme modelo pode variar entre 10 e 15 Kg (aproximadamente) por conjunto ou seja Cabeceira + peseira.

Cor Standard: Estrutura cinza

10.AC.1089



10.AC.1053.W/Y/Z



SEGURANÇA

- . Fixar com segurança as cabeceiras conforme Manual de Utilizador.
- . Não pendurar objetos pesados nas cabeceiras. Não puxar nem arrastar a cama exercendo força na cabeceira/peseira.
- . Não colocar o paciente na cama sem verificar primeiro a própria segurança da cama e acessórios tais como cabeceiras, guardas, coluna de suspensão entre outras articulações e funções da cama. A cabeceira/peseira deve ser usada unicamente para a função para a qual foi concebida.
- . Antes de utilizar um produto JMS não deixe de consultar o Manual de Utilizador.
- . Uma boa utilização do produto previne acidentes e prolonga o seu tempo de vida.

ARMAZENAMENTO/CONSERVAÇÃO

- . A cabeceira/peseira são embaladas em cartão ou filme, numa embalagem própria ou junto dos estrados/camas e colocadas em locais que garantam proteção contra quedas do produto ou outros que eventualmente o possam danificar.
- . Nas operações de limpeza não usar detergentes nem materiais que danifiquem o produto.
- . Devem ser armazenadas em locais com temperatura e humidade controlada (temperatura abaixo dos 25°C, humidade inferior a 60%), de forma a não danificar a embalagem nem o produto.
- . Em caso de serem fornecidas isoladas do estrado/cama e em caixa, pode-se empilhar até 6 unid.
- . Nas operações de limpeza não usar detergentes, soluções com álcool nem materiais que possam danificar o produto.
- . Para melhor conservação e limpeza do produto deve consultar o Manual de Utilizador.

QUALIDADE

- . Todos os nossos produtos são concebidos a partir de matérias-primas e subsidiárias rigorosamente controladas na receção sendo incorporadas no processo de fabrico definido segundo procedimentos internos no âmbito do sistema de gestão da qualidade implementado NP EN ISO 9001.
- . Os produtos JMS possuem garantia. Consulte o Certificado de Garantia em vigor na empresa.

